



## Gebrauchsanweisung

### **Name**

Wiederverwendbare Inkontinenzunterlage

### **Modell**

40x50cm, 45x45cm, 45x60cm, 50x50cm, 50x60cm, 51x56cm, 53x56cm, 45x61cm, 75x90cm, 76x86cm, 80x90cm, 85x90cm, 85x135cm, 86x91cm, 86x132cm, 86x138cm, 86x96cm, 90x132cm, 90x140cm, 90x120cm, 90x150cm, 90x180cm, 91x91cm, 91x138cm, 91x142cm, 91x152cm, 91x182cm, 100x140cm, 110x130cm, 111x132cm Alle Grössen können mit oder ohne Stecktuch/Seitenflügel hergestellt werden.

### **Produktbeschreibung**

Mehrschichtige textile Schutzunterlage aus saugfähigem Material [z.B. Polyester + Vlies-Polyester mit Viskose + Polyester mit PU/PVC, oder Polyester + Vlies-Polyester mit Viskose + Polyester mit PU/PVC + Baumwoll-/Polyestergewebe, oder Polyester + Polsterung + Vlies-Polyester mit Viskose + Polyester mit PU]. Die Unterlage wird auf eine Oberfläche (z.B. Bettmatratze, Stuhl, Sofa) gelegt und unter den Patienten platziert, um Körperflüssigkeiten aus chirurgischen Eingriffen, Geburten und/oder Inkontinenz aufzunehmen. Das Produkt enthält keine antimikrobiellen Wirkstoffe und ist für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen und im häuslichen Umfeld bestimmt.

### **Zweckbestimmung**

Dieses Produkt ist für den Einsatz in Privathaushalten, Krankenhäusern und Pflegeheimen bestimmt, um ältere und inkontinente Patienten davor zu schützen, dass Urin oder andere Körperflüssigkeiten in Betten, Sofas, Stühle oder andere Bereiche eindringen, und die darunterliegende Oberfläche vor Nässe zu schützen.

### **Aussehen und Bestandteile**

Hergestellt aus Kettenwirkware, Vlies-Polyester, Polsterpolyester und TPU/PVC-Verbundmaterial oder genäht. Unsteril geliefert.

### **Anwendung**

1. Lesen Sie das Etikett und die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung sorgfältig durch.

2. Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist oder das Produkt abgelaufen ist.
3. Legen Sie die Inkontinenzunterlage auf das Krankenbett, den Stuhl, das Sofa oder andere zu schützende Oberflächen.

### **Vorsichtsmassnahmen und Warnhinweise**

1. Dieses Produkt ist wiederverwendbar. Bitte wechseln Sie das Produkt rechtzeitig gegen ein sauberes aus.
2. Dieses Produkt ist nicht sterilisiert und wird nicht aseptisch bereitgestellt.
3. Nicht zusammen mit Heizdecken und anderen Heizgeräten verwenden.
4. Bitte bewahren Sie das Produkt ausserhalb der Reichweite von Kindern und älteren Menschen auf, um ein versehentliches Verschlucken zu vermeiden.

### **Kontraindikationen**

Nicht verwenden bei Allergie gegen Kettenwirkware.

### **Lagerung**

An einem kühlen, trockenen Ort lagern, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### **Reinigungshinweise**

1. Vor dem ersten Gebrauch ohne Weichspüler waschen.
2. Waschtemperatur < 95°C.
3. Im Trockner bei niedriger Temperatur trocknen.
4. Nicht chemisch reinigen / Nicht bleichen / Nicht bügeln / Keine chemischen Reinigungsmittel verwenden.
5. Nicht mittels Dampf oder Bügelpresse trocknen.



### **Haltbarkeit**

















5 Jahre

### **Entsorgung**

Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäss den lokalen Vorschriften.

### **Etiketten, Verpackungssymbole**

<b>Symbol</b>	<b>Erläuterung</b>	<b>Symbol</b>	<b>Erläuterung</b>
	CE-Kennzeichnung		Medizinprodukt

	Name und Adresse des Herstellers		Bevollmächtigter in der EU
	Herstellungsdatum		Verwendbar bis (Verfalldatum)
	Chargencode		Nicht wiederverwenden / Einmalgebrauch
	Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen		Unsteril
	Gebrauchsanweisung beachten		Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung
	Eindeutige Produktidentifikation		Herstellungsland
	Importeur		Distributor, Händler
	Modellnummer		Schweizer Bevollmächtigter

## Hersteller



**Firma:** Changzhou Newrise Medical & Hygiene Products Co., Ltd  
**Adresse:** No. 39 Chuangye Road, Zhulin Town, Jintan District,  
Changzhou City, Jiangsu, China 213241

## Bevollmächtigter in der EU (EU REP)



**Firma:** SUNGO Europe B.V.  
**Adresse:** Olympisch Stadion 24, 1076DE Amsterdam, Netherlands

## Schweizer Bevollmächtigter (CH REP)



**Firma:** Sana Swiss Services AG  
**Adresse:** Niedermattstrasse 8c, 4528 Zuchwil, Switzerland