



**Systemanbieter für  
ableitende Inkontinenz**

**GESAMTKATALOG**  
[www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)



## Einleitung

Mit unserem Sortiment an ableitenden Inkontinenzprodukten haben wir uns als GHC German Health Care GmbH auf einen Versorgungsbereich konzentriert, bei dem wir ein umfassendes Produktspektrum mit einer sehr hohen Expertise anbieten können. Und darauf dürfen sich unsere Kunden, insbesondere in den in vielerlei Hinsicht herausfordernden Zeiten, verlassen.

Sie finden bei uns unter anderem eine breite Auswahl an transurethralen und suprapubischen Ballonkathetern, unterschiedliche Katheter-Lagesets, Urinalkondomen, ein breites Sortiment von Urinaufgangssystemen und -beuteln sowie Beutelhaltesysteme und Zubehör. Neu im Sortiment sind die ersten Ausführungen der neuen ISK-Produktlinie der GHC, CARE CATH Liv & Leiv (Seite 39/40).

In unserem aktuellen Katalog finden Sie weitere neue Produkte, die wir für unsere Kunden aus HomeCare-Unternehmen, Sanitätshäusern und Kliniken ins Sortiment aufgenommen haben. So bieten wir mit der Urinalkondom-Serie CARE CON (Seite 41-43) eine sehr gute und zuverlässige Qualität zu einem attraktiven Preis. Unser neuer transurethraler Soft-Silikonballonkatheter (Seite 9) ist durch das weichere Schaftmaterial eine sehr gute Alternative zum bestehenden Ballonkatheter-Sortiment im HomeCare-Markt. Der neue, transurethrale Silikonkatheter mit Flötenspitze (Seite 14) eignet sich hervorragend, um insbesondere für das Patientenklintel mit problematischen Urinbefunden eine sehr gute Lösung zu bieten. Und auch unsere neuen PVC-Einmalkatheter ergänzen unser Produktsortiment (Seite 17/18). Neben der hohen Produktqualität sichern wir auch für die neuen Produkte eine hohe Liefertreue zu.

Mit dem Gesamtkatalog bieten wir Ihnen einen Überblick über das komplette Sortiment der GHC. Schauen Sie aber auch gerne auf [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de), um tagesaktuelle Informationen und neue Produkte zu sehen.

Durch erweiterte Lagerkapazitäten, einer neuen Lagerverwaltungssoftware und einer hohen Serviceorientierung mit Unterstützungsangeboten haben wir uns für die Zukunft gut aufgestellt. Zum Beispiel haben wir ein Kundenportal geschaffen, in dem alle MDR-relevanten Dokumente für unser Sortiment jederzeit einsehbar und zum Download bereitstehen. Ein Service, der viel Zeit spart und Sicherheit schafft, dass alle notwendigen Unterlagen und Zertifikate aktuell sind und vorliegen.

Kommen Sie gerne auf uns zu und lassen Sie sich von den Vorteilen für Ihr Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit der GHC German Health Care GmbH überzeugen.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Herzliche Grüße von der GHC-Geschäftsführung,



Dirk Dohmann



Kay Kruse

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Einleitung</b>                                                             | Seite 3   |
| <b>Inhaltsverzeichnis</b>                                                     | Seite 4,5 |
| <b>GHC Qualitätspolitik</b>                                                   | Seite 6   |
| <b>Katheterleitfaden</b>                                                      | Seite 7   |
| <br>                                                                          |           |
| <b>CARE FLOW Transurethrale Katheter</b>                                      |           |
| CARE FLOW Silikonkatheter, Nelatonspitze                                      | Seite 8   |
| CARE FLOW Soft Silikonkatheter, Nelatonspitze                                 | Seite 9   |
| CARE FLOW Silikonkatheter - integral, Nelatonspitze, mit Stopfen              | Seite 10  |
| BLUECATH Silikonkatheter - integral, Nelatonspitze, mit Stopfen               | Seite 11  |
| CARE FLOW Silikonelastomerkatheter, Nelatonspitze                             | Seite 12  |
| CARE FLOW Silikonkatheter, Tiemannspitze                                      | Seite 13  |
| CARE FLOW Silikonkatheter, Flötenspitze                                       | Seite 14  |
| CARE FLOW Silikonelastomerkatheter, Couvelairespitze                          | Seite 15  |
| CARE FLOW Silikonisierte Latexkatheter, Nelatonspitze                         | Seite 16  |
| CARE FLOW PVC Frauen Einmalkatheter, Nelatonspitze                            | Seite 17  |
| CARE FLOW PVC Männer Einmalkatheter, Nelaton- & Tiemannspitze                 | Seite 18  |
| <br>                                                                          |           |
| <b>CARE FLOW Spül-Katheter</b>                                                |           |
| CARE FLOW Silikon-Spülkatheter Nelatonspitze                                  | Seite 19  |
| CARE FLOW Silikon-Spülkatheter Dufourspitze                                   | Seite 20  |
| CARE FLOW Silikon-Spülkatheter Couvelairespitze                               | Seite 21  |
| CARE FLOW Silikon-Spülkatheter Mercierspitze                                  | Seite 22  |
| <br>                                                                          |           |
| <b>CARE FLOW Suprapubische Katheter</b>                                       |           |
| CARE FLOW UNIBAL Silikonkatheter - integral - zentral offen                   | Seite 23  |
| CARE FLOW UNIBAL Silikonkatheter - integral - zentral offen, mit Stopfen      | Seite 24  |
| CARE FLOW Silikonkatheter - integral - zentral offen, mit Stopfen             | Seite 25  |
| CARE FLOW UNIBAL Silikonkatheter - integral - zentral offen, kurz             | Seite 26  |
| BLUECATH Silikonkatheter - integral - Dilatationspitze, mit Stopfen           | Seite 27  |
| BLUECATH Silikonkatheter - integral - zentral offen, mit Stopfen              | Seite 28  |
| CARE FLOW Silikonkatheter <i>blue</i> - integral - zentral offen, mit Stopfen | Seite 29  |
| BLUECATH Silikonkatheter - integral - zentral offen, kurz, mit Stopfen        | Seite 30  |
| CARE FLOW UNIBAL Punktionsset                                                 | Seite 31  |
| CARE FLOW UNIBAL Wechselset, inkl. PTFE-Führungsdraht                         | Seite 32  |
| <br>                                                                          |           |
| <b>CARE FLOW Nephrostomie-Katheter</b>                                        |           |
| CARE FLOW Silikonkatheter - integral - Dilatationsspitze                      | Seite 33  |
| <br>                                                                          |           |
| <b>CARE SET Katheterlegesets und Zubehör</b>                                  |           |
| Katheterlegeset Basis und Klinik                                              | Seite 34  |
| Katheterlegeset Comfort und Comfort Plus                                      | Seite 35  |
| Katheterlegeset Comfort Eco                                                   | Seite 36  |
| Zubehör (Blockerspritze, Gleitgel, Katheterstopfen)                           | Seite 37  |

# Inhaltsverzeichnis

## CARE FLOW Katheterventile

CARE FLOW und CARE VENT

Seite 38

## CARE ISK Intermittierender Selbstkatheterismus

CARE CATH<sup>flex</sup> IK-Einmalkatheter, hydrophil, 17 cm **neu**

Seite 39

CARE CATH<sup>flex</sup> IK-Einmalkatheter, hydrophil, 41 cm **neu**

Seite 40

## CARE MEK Urinkondome aus Silikon

CARE CON Urinkondom comfort / Typ I

Seite 41

CARE CON Urinkondom special / Typ II

Seite 42

CARE CON Urinkondom active / Typ III

Seite 43

## CARE FLOW Urindrainagesysteme und Zubehör

CARE FLOW UB 4000 TUR Geschlossenes TUR Spülbeutelsystem

Seite 44

CARE FLOW UB 4000 Geschlossenes Urindrainagesystem

Seite 45

CARE FLOW UB 2000 Geschlossenes Urindrainagesystem

Seite 46

CARE FLOW UB 2000S Geschlossenes Urindrainagesystem, inkl. CARE BAG **neu**

Seite 47

CARE FLOW UB 2000A Bettbeutel

Seite 48

CARE FLOW UB 2000E Einmal-Bettbeutel, inkl. UB 2000US, PVC Beutelhalterung

Seite 49

CARE FLOW UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500USo Einmal-Bettbeutel ohne Ablass

Seite 50

CARE FLOW UB 1000 Geschlossenes Urindrainagesystem Tag & Nacht

Seite 51

CARE FLOW UB 750/750US 1-Kammer Beinbeutelsystem

Seite 52

CARE FLOW UB 750F/750UF 1-Kammer Beinbeutelsystem mit Kippventil

Seite 53

CARE FLOW UB 500/500US 3-Kammer Beinbeutelsystem

Seite 54

## CARE FIX Beinbeutelfixiersysteme

CARE FIX Kletthalteband Universal

Seite 55

CARE FIX Kletthaltebänder Premium-Set, mit und ohne Knöpfe

Seite 56

CARE FIX Fixierstrümpfe mit integrierter Beinbeuteltasche, mit und ohne Klettverschluss

Seite 57

CARE FIX Stulpen für Oberschenkel

Seite 58

CARE FIX Stulpen für Unterschenkel

Seite 59

CARE FIX Einbeinhosen Premium

Seite 60

## CARE DRESS Verbandstoffe

Suprapubisches Verbandset

Seite 61

PEG Verbandset

Seite 62

## Kontakt

Seite 63

Die German Health Care GmbH steht für innovative Lösungen bei der medizinischen Versorgung von Betroffenen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Als Importeur und Vertreiber von Produkten speziell für das Blasenmanagement bieten wir Kliniken und HomeCare-Unternehmen ein breites Portfolio an individuellen Lösungen zur Verbesserung der Lebensqualität ihrer Kunden – mit der Sicherheit einer hohen Produktqualität und zuverlässigen Anwendung.

Unsere umfangreiche Produktpalette haben wir in strategischer Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern aufgebaut. Durch den intensiven Austausch unterliegen unsere Produkte nicht nur einer stetigen Verbesserung, auch neue Medizinprodukte werden ins Sortiment aufgenommen. Daher schätzen nicht nur marktführende HomeCare-Versorger, Kliniken und Einkaufsgemeinschaften aus dem Sanitätshausfachhandel seit Jahren die Qualität unseres Produktangebotes und Dienstleistungen.

Die Produktion erfolgt nach klaren Vorgaben und Spezifikationen an unterschiedlichen Standorten unserer Hersteller, weltweit. In regelmäßig stattfindenden Audits wird die Qualität der Fertigungsprozesse in den einzelnen Produktionsstätten überprüft. Nach der Produktion finden jeweils umfassende Qualitätskontrollen durch die Hersteller statt, bevor die Ware versandt wird, sowie erneut, wenn die Ware im Hochregallager in Wees eintrifft. Bevor die GHC-Produkte an unsere Kunden versandt werden, sind diese umfassend geprüft und getestet. Ausschließlich einwandfrei produzierte Produkte werden für den Einsatz freigegeben. Auf diese strenge Qualitätspolitik dürfen sich unsere Kunden verlassen.



Die Qualitätspolitik wird auch in unserem Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 13485 regelmäßig überwacht und durch die DQS auditiert.

Aber nicht nur auf die Qualität unserer Produkte dürfen Sie sich gerne verlassen. Auch unsere Mitarbeitenden bilden die Basis unseres Erfolges. Unsere qualifizierten Medizinprodukteberater\*innen im Innen- und Außendienst beraten Sie gerne zu allen Fragen rund um das GHC-Sortiment und kümmern sich um die schnellstmögliche Bearbeitung Ihrer Anliegen. Durch kontinuierliche Inhouse-Workshops und Weiterbildungen sowie durch IT-gestützte Prozesse wird diese Fachkompetenz garantiert, so dass Ihre Anfragen, Ihre Bestellungen und Ihre Ware schnellstmöglich bearbeitet und zum Versand gebracht werden. Damit dürfen Sie rechnen.

Sichern Sie sich durch die Zusammenarbeit mit der GHC German Health Care GmbH die Qualität in der Versorgung durch den Systemanbieter für die ableitende Inkontinenzversorgung.

# KATHETER ABC

## Katheterleitfaden



2-Wege-Ansatz



3-Wege-Ansatz



Einmalkatheter

Größe: 1 Charrière (CH = 1 French 0,33mm)

Wir führen Katheter aus verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen Spezifikationen, um allen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Darunter sind Katheter aus Vollsilikon und Silikonelastomer zur Langzeitdrainage, aber auch Latexkatheter zur Kurzzeitdrainage.

### Klassische Kathetermaterialien



Vollsilikon



Silikonelastomer –  
Latexkern mit Silikon-  
ummantelung



Latex

### Klassische Katheterspitzen für die transurethrale und suprapubische Harnableitung



Nelatonspitze



Tiemannspitze



zentral offen



Dilatationsspitze



Couvelairespitze



Mercierspitze



Dufourspitze



Flötenspitze

Abbildungen können vom Original abweichen

# CARE FLOW

## Transurethrale 100% Silikonkatheter

### 2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

#### Produktspezifikationen:

- ✓ In den CH-Größen 06 - 10 sind die Katheter mit einer stabilisierenden Führungsschiene ausgestattet.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze

8

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 06 | 03 ml  | 27 cm | 01/01/11/06/03/GHC | 01150196 |
| CH 08 | 05 ml  | 27 cm | 01/01/11/08/05/GHC | 01150204 |
| CH 10 | 05 ml  | 27 cm | 01/01/11/10/05/GHC | 01150210 |
| CH 12 | 10 ml  | 40 cm | 01/01/11/12/10/GHC | 01150368 |
| CH 14 | 10 ml  | 40 cm | 01/01/11/14/10/GHC | 01150374 |
| CH 16 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/11/16/30/GHC | 01150380 |
| CH 18 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/11/18/30/GHC | 01150397 |
| CH 20 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/11/20/30/GHC | 01150428 |
| CH 22 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/11/22/30/GHC | 01150434 |
| CH 24 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/11/24/30/GHC | 01150440 |
| CH 26 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/11/26/30/GHC | 01150457 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril

HMN: 15.25.15.6136



Ballonvolumen: 03-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FLOW

## Transurethrale **Soft** 100% Silikonkatheter

### 2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

#### Produktspezifikationen:

- ✓ In den CH.-Größen von 06 - 10 sind die Katheter mit einer stabilisierenden Führungsschiene ausgestattet.
- ✓ Sehr hoher Tragekomfort durch Soft-Silikonmaterial des Katheterschaftes.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ Die Katheter eignen sich für die Langzeitdrainage.



Nelatonspitze

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 06 | 03 ml  | 31 cm | 01/01/01/06/03/GHC | 17883185 |
| CH 08 | 05 ml  | 31 cm | 01/01/01/08/05/GHC | 17883216 |
| CH 10 | 05 ml  | 31 cm | 01/01/01/10/05/GHC | 17883222 |
| CH 12 | 10 ml  | 40 cm | 01/01/01/12/10/GHC | 17883239 |
| CH 14 | 10 ml  | 40 cm | 01/01/01/14/10/GHC | 17883251 |
| CH 16 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/01/16/30/GHC | 17883268 |
| CH 18 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/01/18/30/GHC | 17883274 |
| CH 20 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/01/20/30/GHC | 17883280 |
| CH 22 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/01/22/30/GHC | 17883297 |
| CH 24 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/01/24/30/GHC | 17883305 |
| CH 26 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/01/26/30/GHC | 17883311 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril

HMN: 15.25.15.6044



Ballonvolumen: 03-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den in den Schaft eingearbeiteten *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze,  
*integral* Ballon

HMN: 15.25.15.6050

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 12 | 05 ml  | 41 cm | 01/01/25/12/05/GHC | 18064437 |
| CH 14 | 05 ml  | 41 cm | 01/01/25/14/05/GHC | 18064443 |
| CH 16 | 10 ml  | 41 cm | 01/01/25/16/10/GHC | 18064466 |
| CH 18 | 10 ml  | 41 cm | 01/01/25/18/10/GHC | 18064472 |
| CH 20 | 10 ml  | 41 cm | 01/01/25/20/10/GHC | 18064489 |
| CH 22 | 10 ml  | 41 cm | 01/01/25/22/10/GHC | 18064495 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

# BLUECATH

## Transurethrale *integral* 100% Silikonkatheter

### 2-Wege integral Ballonkatheter mit Nelatonspitze und Stopfen

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den in den Schaft eingearbeiteten *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze,  
*integral* Ballon

11

HMN: 15.25.15.6051

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 12 | 05 ml  | 41 cm | 01/01/26/12/05/GHC | 18064503 |
| CH 14 | 05 ml  | 41 cm | 01/01/26/14/05/GHC | 18064526 |
| CH 16 | 10 ml  | 41 cm | 01/01/26/16/10/GHC | 18064532 |
| CH 18 | 10 ml  | 41 cm | 01/01/26/18/10/GHC | 18064549 |
| CH 20 | 10 ml  | 41 cm | 01/01/26/20/10/GHC | 18064555 |
| CH 22 | 10 ml  | 41 cm | 01/01/26/22/10/GHC | 18064561 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FLOW

## Transurethrale Silikonelastomerkatheter

### 2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Hohe Elastizität und Tragekomfort durch die Silikonummantelung des Latexkerns an der inneren und äußeren Katheterwand.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und eine geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze



Silikonelastomer – Latexkern mit Silikonummantelung

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 12 | 10 ml  | 40 cm | 01/01/10/12/10/GHC | 01149371 |
| CH 14 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/10/14/30/GHC | 01149388 |
| CH 16 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/10/16/30/GHC | 01149394 |
| CH 18 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/10/18/30/GHC | 01149939 |
| CH 20 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/10/20/30/GHC | 01149945 |
| CH 22 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/10/22/30/GHC | 01149951 |
| CH 24 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/10/24/30/GHC | 01149968 |
| CH 26 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/10/26/30/GHC | 01150173 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück  
**Verpackung:** steril

HMN: 15.25.15.6144



Ballonvolumen: 10-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

# CARE FLOW

## Transurethrale 100% Silikonkatheter

### 2-Wege Ballonkatheter mit Tiemannspitze

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Atraumatische dilatierende Kugelspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Tiemannspitze

13

HMN: 15.25.15.6049

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 12 | 05 ml  | 40 cm | 01/01/08/12/05/GHC | 17933670 |
| CH 14 | 20 ml  | 40 cm | 01/01/08/14/20/GHC | 17933687 |
| CH 16 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/08/16/30/GHC | 17933693 |
| CH 18 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/08/18/30/GHC | 17933701 |
| CH 20 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/08/20/30/GHC | 17933718 |
| CH 22 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/08/22/30/GHC | 17933724 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril



Ballonvolumen: 5-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FLOW

## Transurethrale 100% Silikonkatheter

### 2-Wege Ballonkatheter mit Flötenspitze

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Sehr gute Drainageleistung durch zentral offene Spitze, seitliches Drainageauge und großes Innenlumen, auch bei kritischen Urinbefunden.
- ✓ Atraumatische Flötenspitze ermöglicht gutes Vorschieben des Katheters.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustrationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich für die Langzeitdrainage.



Zentral offene Flötenspitze

14

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 12 | 10 ml  | 40 cm | 01/01/07/12/10/GHC | 17933747 |
| CH 14 | 10 ml  | 40 cm | 01/01/07/14/10/GHC | 17933753 |
| CH 16 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/07/16/30/GHC | 17933776 |
| CH 18 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/07/18/30/GHC | 17933782 |
| CH 20 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/07/20/30/GHC | 17933799 |
| CH 22 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/07/22/30/GHC | 17933807 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril

HMN: 15.25.15.6048



Ballonvolumen: 10-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)



# CARE FLOW

## Transurethrale Silikonelastomerkatheter

### 2-Wege Ballonkatheter mit Couvelairespitze

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Hohe Elastizität durch die Silikonummantelung an der inneren und äußeren Katheterwand.
- ✓ Optimale Drainageleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen und offene Couvelairespitze.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 60 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



*Couvelairespitze*



*Silikonelastomer – Latexkern mit Silikonummantelung*

15

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 18 | 60 ml  | 40 cm | 01/01/15/18/60/GHC | 06434975 |
| CH 20 | 60 ml  | 40 cm | 01/01/15/20/60/GHC | 06434952 |
| CH 22 | 60 ml  | 40 cm | 01/01/15/22/60/GHC | 06434969 |
| CH 24 | 60 ml  | 40 cm | 01/01/15/24/60/GHC | 09710080 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril



*Ballonvolumen bis zu 60 ml*

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)


# CARE FLOW

## Transurethrale silikonisierte Latexkatheter

### 2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Gefertigt aus hochwertigem silikonisiertem medizinischen Latex.
- ✓ Die Katheter bestechen durch ihren angenehmen Tragekomfort.
- ✓ Die sichere Fixierung der Katheter in der Blase wird durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml erzielt.
- ✓ Verwenden Sie hierfür unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Die Katheter eignen sich nur zur Kurzzeit-drainage von bis zu 5 Tagen.
- ✓ Diese Produkte enthalten Naturlatex, welches allergische Reaktionen auslösen kann.



Nelatonspitze

16

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 12 | 10 ml  | 40 cm | 01/01/13/12/10/GHC | 01150701 |
| CH 14 | 10 ml  | 40 cm | 01/01/13/14/10/GHC | 01150859 |
| CH 16 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/13/16/30/GHC | 01150865 |
| CH 18 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/13/18/30/GHC | 01150871 |
| CH 20 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/13/20/30/GHC | 01150888 |
| CH 22 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/13/22/30/GHC | 01150919 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück  
**Verpackung:** steril

HMN: 15.25.15.5076



Ballonvolumen: 10-30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Einmalkatheter mit zwei seitlich versetzten Drainageaugen.
- ✓ Abgerundete, geschlossene Spitze.
- ✓ Weiches PVC-Material.
- ✓ DEHP-frei.
- ✓ Die Katheter eignen sich ausschließlich zum Einmalkatheterismus.



Nelatonspitze

HMN: 15.25.14.4001



Seitlich versetzte Augen

| Größe | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|-------|--------------------|----------|
| CH 08 | 20 cm | 01/01/35/08/00/GHC | 18320975 |
| CH 10 | 20 cm | 01/01/35/10/00/GHC | 18320981 |
| CH 12 | 20 cm | 01/01/35/12/00/GHC | 18320998 |
| CH 14 | 20 cm | 01/01/35/14/00/GHC | 18321006 |
| CH 16 | 20 cm | 01/01/35/16/00/GHC | 18321035 |

**Verpackungseinheit:** 100 Stück

**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Einmalkatheter mit zwei seitlich versetzten Drainageaugen.
- ✓ Abgerundete, geschlossene Nelatonspitze oder Tiemannspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Weiches PVC-Material.
- ✓ DEHP-frei.
- ✓ Die Katheter eignen sich ausschließlich zum Einmalkatheterismus.



Nelatonspitze



Tiemannspitze

#### Nelatonspitze

| Größe | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|-------|--------------------|----------|
| CH 10 | 40 cm | 01/01/36/10/00/GHC | 18321058 |
| CH 12 | 40 cm | 01/01/36/12/00/GHC | 18321064 |
| CH 14 | 40 cm | 01/01/36/14/00/GHC | 18321070 |
| CH 16 | 40 cm | 01/01/36/16/00/GHC | 18321087 |
| CH 18 | 40 cm | 01/01/36/18/00/GHC | 18321093 |

HMN: 15.25.14.4005

#### Tiemannspitze

| Größe | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|-------|--------------------|----------|
| CH 12 | 40 cm | 01/01/37/12/00/GHC | 18321124 |
| CH 14 | 40 cm | 01/01/37/14/00/GHC | 18321130 |
| CH 16 | 40 cm | 01/01/37/16/00/GHC | 18321147 |
| CH 18 | 40 cm | 01/01/37/18/00/GHC | 18321153 |
| CH 20 | 40 cm | 01/01/37/20/00/GHC | 18321176 |

HMN: 15.25.14.4025

**Verpackungseinheit:** 100 Stück

**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen


# CARE FLOW

## Transurethrale 100% Silikonspülkatheter

### 3-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Atraumatische Nelatonspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Optimale Drainage- und Spülleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Die sichere Fixierung der Katheter in der Blase wird durch die hohe Ballonkapazität erzielt.
- ✓ Verwenden Sie hierfür unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Nelatonspitze

19

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 18 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/22/18/30/GHC | 15618237 |
| CH 20 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/22/20/30/GHC | 15618243 |
| CH 22 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/22/22/30/GHC | 15618266 |
| CH 24 | 30 ml  | 40 cm | 01/01/22/24/30/GHC | 15618295 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück  
**Verpackung:** steril



Ballonvolumen: 30 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FLOW

## Transurethrale 100% Silikonspülkatheter

### 3-Wege Ballonkatheter mit Dufourspitze

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Optimale Drainage- und Spülleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen und offener Spitze.
- ✓ Atraumatische, knickstabile Dufourspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch großes Ballonvolumen.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenologische Darstellung der Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Dufourspitze

20

HMN: 15.25.15.3035

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 18 | 40 ml  | 40 cm | 01/01/16/18/40/GHC | 01151178 |
| CH 20 | 50 ml  | 40 cm | 01/01/16/20/50/GHC | 01151184 |
| CH 22 | 60 ml  | 40 cm | 01/01/16/22/60/GHC | 01151190 |
| CH 24 | 70 ml  | 40 cm | 01/01/16/24/70/GHC | 01151379 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril



Ballonvolumen: 40-70 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FLOW

## Transurethrale 100% Silikonspülkatheter

### 3-Wege Ballonkatheter mit Couvelairespitze

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Optimale Drainage- und Spülleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen und offener Spitze.
- ✓ Atraumatische, knickstabile Couvelairespitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch großes Ballonvolumen.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenologische Darstellung der Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



*Couvelairespitze*

21

HMN: 15.25.15.3036



*Ballonvolumen: 40-70 ml*

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 18 | 40 ml  | 40 cm | 01/01/17/18/40/GHC | 01151385 |
| CH 20 | 50 ml  | 40 cm | 01/01/17/20/50/GHC | 01151391 |
| CH 22 | 60 ml  | 40 cm | 01/01/17/22/60/GHC | 01151416 |
| CH 24 | 70 ml  | 40 cm | 01/01/17/24/70/GHC | 01151439 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FLOW

## Transurethrale 100% Silikonspülkatheter

### 3-Wege Ballonkatheter mit Mercierspitze

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Optimale Drainage- und Spülleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen.
- ✓ Atraumatische, knickstabile Mercierspitze zur komplikationslosen Passage der Prostata-loge.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch großes Ballonvolumen.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenologische Darstellung der Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Mercierspitze

HMN: 15.25.15.3037



Ballonvolumen: 40-70 ml

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 18 | 40 ml  | 40 cm | 01/01/18/18/40/GHC | 01151511 |
| CH 20 | 50 ml  | 40 cm | 01/01/18/20/50/GHC | 01151528 |
| CH 22 | 60 ml  | 40 cm | 01/01/18/22/60/GHC | 01151534 |
| CH 24 | 70 ml  | 40 cm | 01/01/18/24/70/GHC | 01151540 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen

# CARE FLOW UNIBAL

## Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter

### 2-Wege Ballonkatheter

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem integral Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Die Katheter bestechen durch ihren angenehmen Tragekomfort.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.



*Zentral offene Spitze,  
integral Ballon*

23

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 10 | 03 ml  | 40 cm | 01/02/12/10/03/GHC | 01152568 |
| CH 12 | 05 ml  | 40 cm | 01/02/12/12/05/GHC | 01152574 |
| CH 14 | 05 ml  | 40 cm | 01/02/12/14/05/GHC | 01152605 |
| CH 16 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/12/16/10/GHC | 01152611 |
| CH 18 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/12/18/10/GHC | 01152628 |
| CH 20 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/12/20/10/GHC | 01152700 |
| CH 22 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/12/22/10/GHC | 01152717 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril



*Ballonvolumen: 03-10 ml*

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FLOW UNIBAL

## Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter

### 2-Wege Ballonkatheter mit Stopfen

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem integral Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Die Katheter bestechen durch ihren angenehmen Tragekomfort.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT - Kompatibilität.



*Zentral offene Spitze,  
integral Ballon*

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 10 | 03 ml  | 40 cm | 01/02/14/10/03/GHC | 10198115 |
| CH 12 | 05 ml  | 40 cm | 01/02/14/12/05/GHC | 10198121 |
| CH 14 | 05 ml  | 40 cm | 01/02/14/14/05/GHC | 10198138 |
| CH 16 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/14/16/10/GHC | 10198144 |
| CH 18 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/14/18/10/GHC | 10198150 |
| CH 20 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/14/20/10/GHC | 10198167 |
| CH 22 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/14/22/10/GHC | 10198173 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück  
**Verpackung:** steril



*Ballonvolumen: 03-10 ml*

Abbildungen können vom Original abweichen

# CARE FLOW

## Suprapubische 100% Silikonkatheter *integral*

### 2-Wege Ballonkatheter mit Stopfen

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet, so dass der Schaft keinen Kalibersprung hat. Schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen des Katheters werden dadurch verhindert.
- ✓ Die Katheter zeichnen sich durch guten Tragekomfort aus.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustrationsneigung durch 100% Silikon.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT - Kompatibilität.



Zentral offene Spitze,  
*integral* Ballon

25

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 12 | 05 ml  | 41 cm | 01/02/09/12/05/GHC | 16840937 |
| CH 14 | 05 ml  | 41 cm | 01/02/09/14/05/GHC | 16840943 |
| CH 16 | 10 ml  | 41 cm | 01/02/09/16/10/GHC | 16840972 |
| CH 18 | 10 ml  | 41 cm | 01/02/09/18/10/GHC | 16840989 |
| CH 20 | 10 ml  | 41 cm | 01/02/09/20/10/GHC | 16840995 |
| CH 22 | 10 ml  | 41 cm | 01/02/09/22/10/GHC | 16841003 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück  
**Verpackung:** steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FLOW UNIBAL

## Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter

### 2-Wege Ballonkatheter, kurz

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem integral Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.



Zentral offene Spitze,  
*integral* Ballon

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 10 | 03 ml  | 33 cm | 01/02/13/10/03/GHC | 01152746 |
| CH 12 | 05 ml  | 33 cm | 01/02/13/12/05/GHC | 01152812 |
| CH 14 | 05 ml  | 33 cm | 01/02/13/14/05/GHC | 01152829 |
| CH 16 | 10 ml  | 33 cm | 01/02/13/16/10/GHC | 01152841 |
| CH 18 | 10 ml  | 33 cm | 01/02/13/18/10/GHC | 01152918 |
| CH 20 | 10 ml  | 33 cm | 01/02/13/20/10/GHC | 01152924 |
| CH 22 | 10 ml  | 33 cm | 01/02/13/22/10/GHC | 01152947 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück  
**Verpackung:** steril



Ballonvolumen: 03-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Dilatationsspitze mit zentraler Bohrung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.



*Dilatationsspitze mit zentraler Bohrung, integral Ballon*

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 12 | 05 ml  | 40 cm | 01/02/21/12/05/GHC | 11850948 |
| CH 14 | 05 ml  | 40 cm | 01/02/21/14/05/GHC | 11850954 |
| CH 16 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/21/16/10/GHC | 11850983 |
| CH 18 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/21/18/10/GHC | 11851008 |
| CH 20 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/21/20/10/GHC | 11851014 |
| CH 22 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/21/22/10/GHC | 11851020 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril



*Ballonvolumen: 05-10 ml*

Abbildungen können vom Original abweichen

## Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter 2-Wege Ballonkatheter mit Stopfen

### Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ MRT - Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.



Zentral offene Spitze,  
*integral* Ballon

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 12 | 05 ml  | 40 cm | 01/02/22/12/05/GHC | 11851037 |
| CH 14 | 05 ml  | 40 cm | 01/02/22/14/05/GHC | 11851043 |
| CH 16 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/22/16/10/GHC | 11851072 |
| CH 18 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/22/18/10/GHC | 11851089 |
| CH 20 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/22/20/10/GHC | 11851095 |
| CH 22 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/22/22/10/GHC | 11851126 |
| CH 24 | 10 ml  | 40 cm | 01/02/22/24/10/GHC | 11851132 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

# CARE FLOW

## Suprapubische 100% Silikonkatheter *integral blue*

### 2-Wege Ballonkatheter mit Stopfen

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet, so dass der Schaft keinen Kalibersprung hat. Schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen des Katheters werden dadurch verhindert.
- ✓ Die Katheter zeichnen sich durch guten Tragekomfort aus.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustrationsneigung durch 100% Silikon.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Katheterspitze mit Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT - Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.



Zentral offene Spitze,  
*integral* Ballon

29

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 12 | 05 ml  | 41 cm | 01/02/11/12/05/GHC | 16841026 |
| CH 14 | 05 ml  | 41 cm | 01/02/11/14/05/GHC | 16841032 |
| CH 16 | 10 ml  | 41 cm | 01/02/11/16/10/GHC | 16841049 |
| CH 18 | 10 ml  | 41 cm | 01/02/11/18/10/GHC | 16841061 |
| CH 20 | 10 ml  | 41 cm | 01/02/11/20/10/GHC | 16841078 |
| CH 22 | 10 ml  | 41 cm | 01/02/11/22/10/GHC | 16841084 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück  
**Verpackung:** steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

### Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.



Zentral offene Spitze,  
*integral* Ballon

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 12 | 05 ml  | 33 cm | 01/02/23/12/05/GHC | 11851149 |
| CH 14 | 05 ml  | 33 cm | 01/02/23/14/05/GHC | 11851155 |
| CH 16 | 10 ml  | 33 cm | 01/02/23/16/10/GHC | 11851161 |
| CH 18 | 10 ml  | 33 cm | 01/02/23/18/10/GHC | 11851178 |
| CH 20 | 10 ml  | 33 cm | 01/02/23/20/10/GHC | 11851184 |
| CH 22 | 10 ml  | 33 cm | 01/02/23/22/10/GHC | 11851190 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück  
**Verpackung:** steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

# CARE FLOW UNIBAL

## Suprapubisches Punktionsset

### 2-Wege *integral* Ballonkatheter

#### Produktspezifikationen:

##### Bestandteile des Punktionsset

- 100% Silikon *integral* Ballonkatheter
- Spaltkanüle mit Spezialschliff
- Stichskalpell mit kleinem Griff

- ✓ *Integral* Ballonkatheter mit übergangslos in den Katheterschaft eingearbeitetem Ballon.
- ✓ Optimale Nutzung des Innendurchmessers der Kanüle durch *integral* Ballonkatheter:  
Charrière 10 und 12 mit Spaltkanüle  
CH 13,8 (4,6 mm), Stichlänge 120 mm.  
Charrière 14 mit Spaltkanüle  
CH 16,8 (5,6 mm), Stichlänge 120 mm.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.



Zentral offene Spitze,  
*integral* Ballon

31

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 10 | 03 ml  | 40 cm | 01/02/15/10/03/GHC | 01153059 |
| CH 12 | 05 ml  | 40 cm | 01/02/15/12/05/GHC | 01153065 |
| CH 14 | 05 ml  | 40 cm | 01/02/15/14/05/GHC | 01153088 |

**Verpackungseinheit:** 5 Stück

**Verpackung:** steril



Ballonvolumen: 03-05 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FLOW UNIBAL

## Suprapubisches Wechselset, inkl. PTFE-Führungsdraht

### 2-Wege *integral* Ballonkatheter mit Wechseldraht

#### Produktspezifikationen:

##### Bestandteile des Wechselset

- 100% Silikon *integral* Ballonkatheter
- Wechseldraht teflonbeschichtet

- ✓ *Integral* Ballonkatheter mit übergangslos in den Katheterschaft eingearbeitetem Ballon.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Führungstabiler teflonbeschichteter Wechseldraht.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Wechseldraht teflonbeschichtet, 80 cm Länge, 3 cm gerade flexible Spitze, Drahtdurchmesser 0,035".



Zentral offene Spitze,  
*integral* Ballon

32

#### Führungsdraht

| Draht  | Spitze     | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|--------|------------|-------|--------------------|----------|
| besch. | 3 cm flex. | 80 cm | 01/02/18/80/35/GHC | 14166431 |

**Verpackungseinheit:** 1 Stück

**Verpackung:** steril

#### Wechselset, inkl. Führungsdraht

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 10 | 03 ml  | 40 cm | 01/02/16/10/03/GHC | 01153154 |
| CH 12 | 05 ml  | 40 cm | 01/02/16/12/05/GHC | 01153160 |
| CH 14 | 05 ml  | 40 cm | 01/02/16/14/05/GHC | 01153183 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril



Ballonvolumen: 03-05 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# NEPHROSTOMIE

## Nephrostomie *integral* 100% Silikonkatheter 2-Wege Ballonkatheter

### Produktspezifikationen:

- ✓ Katheter hat hervorragende Gewebeverträglichkeit und eine geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.
- ✓ Dilatierende Nelatonspitze mit zentraler Bohrung.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch jeweils zwei Katheteraugen vor und hinter dem Ballon.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle
- ✓ 100% Silikon



*Dilatierende Nelatonspitze  
mit zentraler Bohrung,  
Integral Ballon*

33

| Größe | Ballon | Länge | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------|-------|--------------------|----------|
| CH 10 | 1,5 ml | 40 cm | 01/03/10/10/01/GHC | 13851171 |
| CH 12 | 2,0 ml | 40 cm | 01/03/10/12/02/GHC | 13851188 |
| CH 14 | 3,0 ml | 40 cm | 01/03/10/14/03/GHC | 13851202 |
| CH 16 | 5,0 ml | 40 cm | 01/03/10/16/05/GHC | 13851219 |
| CH 18 | 5,0 ml | 40 cm | 01/03/10/18/05/GHC | 13851225 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril



*Ballonvolumen: 1,5 - 5,0 ml*

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE SET

## Katheterlegeset Typ Basis + Klinik

### Produktspezifikationen:

- ✓ Das Katheterlege-Set ist in eine äußere und in eine innere Verpackung unterteilt.
- ✓ Bestandteil der äußeren Verpackung des Basis-Set ist: Eine sterile 10 ml Spritze zum entblocken des liegenden Katheters.
- ✓ Die Bestandteile der inneren sterilisierten Verpackung benötigt man zur Neuanlage eines transurethralen Katheters.



| Artikel | Artikelnummer    | PZN      |
|---------|------------------|----------|
| Basis   | 01/01/99/BS/GHC  | 01972188 |
| Klinik  | 01/01/99/BSK/GHC | 08845872 |

34

### Bestandteile der Katheterlege-Sets sind:

1 Schale



6 Tupfer



1 Pinzette



2 Unterlagen



Zusätzlich im Basis-Set enthalten:



10 ml Spritze

1 Blockerspritze mit 10% Glycerin



3 NITRIL Handschuhe



1 Schlitztuch



**Verpackungseinheit:** 20 Stück  
**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.216.197) am 12.08.2026 um 10:55 Uhr · [sanaservices.ch](http://sanaservices.ch)

# CARE SET

## Katheterlegeset Comfort und Comfort Plus

### Produktspezifikationen:

- ✓ Das Katheterlege-Set ist in eine äußere und in eine innere Verpackung unterteilt.
- ✓ Die Bestandteile der äußeren Verpackung sind: Eine sterile 10 ml Spritze zum Entblocken des liegenden Katheters. Schleimhautdesinfektion Octenisept 15 ml
- ✓ Zusätzlich beim Comfort Plus in der äußeren Verpackung: Endosgel 6 ml.
- ✓ Die Bestandteile der inneren sterilisierten Verpackung benötigt man zur Neuanlage eines transurethralen Katheters.



| Artikel      | Artikelnummer      | PZN      |
|--------------|--------------------|----------|
| Comfort      | 01/01/99/KL/CO/GHC | 14209815 |
| Comfort Plus | 01/01/99/KL/CP/GHC | 14209821 |

### Bestandteile der Katheterlege-Sets sind:

1 Schale



6 Tupfer



1 Pinzette



10 ml Spritze



Schleimhaut-  
desinfektion



Octenisept, 15 ml

Zusätzlich im  
Comfort Plus:



Endosgel, 6 ml

1 Blockerspritze  
mit 10% Glycerin



3 NITRIL  
Handschuhe



1 Schlitztuch



2 Unterlagen



**Verpackungseinheit:** 35 Stück  
**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen

# CARE SET

## Katheterlegeset Comfort Eco

### Produktspezifikationen:

- ✓ Das Comfort Eco-Set ist in eine äußere und in eine innere Verpackung unterteilt.
- ✓ Bestandteil der äußeren Verpackung ist: Eine sterile 10 ml Spritze zum Entblocken des liegenden Katheters.  
Schleimhautdesinfektion Octenisept 15 ml  
Gleitmittel 6 ml.
- ✓ Die Bestandteile der inneren sterilisierten Verpackung benötigt man zur Neuanlage eines transurethralen Katheters.



| Artikel     | Artikelnummer      | PZN      |
|-------------|--------------------|----------|
| Comfort Eco | 01/01/99/KL/CE/GHC | 16134211 |

36

### Bestandteile der Katheterlege-Sets sind:

|                                      |                        |               |               |                              |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 1 Schale                             | 6 Tupfer               | 1 Pinzette    | 10 ml Spritze | Schleimhaut-<br>desinfektion |
|                                      |                        |               |               |                              |
| 1 Blockerspritze<br>mit 10% Glycerin | 3 NITRIL<br>Handschuhe | 1 Schlitztuch | 2 Unterlagen  | Gleitgel                     |
|                                      |                        |               |               |                              |
|                                      |                        |               |               | LUBRICARE, 06 ml             |

**Verpackungseinheit:** 35 Stück  
**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.216.197) am 12.08.2026 um 10:55 Uhr · [sanaservices.ch](http://sanaservices.ch)

## Zubehör rund um den Katheterwechsel

Neben dem Sortiment an Kathetern, Drainage- und Haltesystemen liefern wir Ihnen auch das erforderliche Zubehör, um die Versorgung mit ableitenden Inkontinenzhilfsmitteln und den Katheterwechsel optimal durchführen zu können, und dadurch eine hohe Versorgungsqualität zu erreichen.

Hervorheben möchten wir:

- Die **Blockerspritze mit 10% Glycerinlösung, 10 ml** (Art.-Nr. 01/01/99/KB/10/GHC), sichert das Ballonvolumen über die Tragedauer des Ballonkatheters, ohne dass das Füllmedium diffundiert. Der Ballonkatheter bleibt somit gut fixiert und das Risiko von Dislokationen kann nahezu ausgeschlossen werden.
- Das **Gleitgel LUBRICARE, 6 ml** (Art.-Nr. 01/01/99/GG/06/001), haftet sehr gut an der Schleimhaut an und hat ausgezeichnete Gleiteigenschaften, so dass der Katheterwechsel reibungslos durchgeführt werden kann.

Bei den dargestellten Produkten handelt es sich um einen Programmauszug; weitere Artikel gerne auf Nachfrage.



Blockerspritze mit  
10% Glycerinlösung, 10 ml



Gleitgel LUBRICARE, 06 ml



Katheterstopfen



Octenisept, 15 ml

|    | Produkt            | Artikelnummer       | PZN      | HMN           | VE                |
|----|--------------------|---------------------|----------|---------------|-------------------|
| 1. | Blockerspritze     | 01/01/99/KB/10/GHC  | 06718980 | 15.99.99.0006 | 1VE = 200 Stück   |
| 2. | LUBRICARE Gleitgel | 01/01/99/GG/06/001  | 13360220 | 15.99.99.1002 | 1VE = 100 Stück   |
|    | LUBRICARE Gleitgel | 01/01/99/GG/06/25   | 16938435 | 15.99.99.1002 | 1VE = 4 x 25 Stk. |
|    | Endosgel Gleitgel  | 01/01/99/HG/EG/GHC  | 02437623 | 15.99.99.1002 | 1VE = 250 Stück   |
| 3. | Katheterstopfen    | 01/01/99/ZB/ST/GHC  | 14354919 | 15.25.16.0013 | 1VE = 20 Stück    |
| 4. | Octenisept         | 01/01/99/OCT/15/GHC | 04804008 |               | 1VE = 100 Stück   |

**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen

# CARE FLOW und CARE VENT Katheterventile zur individuellen selbstständigen Harnblasenentleerung

## CARE FLOW Katheterventil

- ✓ Optimale Lösungen für mobile und selbstständige Anwender mit einem transurethralen oder suprapubischen Katheter.
- ✓ Durch ein Katheterventil wird die Blasenmuskulatur weiter ständig trainiert, somit bleibt die Blasenfunktion vollständig erhalten. Die Blasenentleerung kann im natürlichen Rhythmus des Anwenders stattfinden. Dies erhöht nachhaltig die Lebensqualität.
- ✓ Für eine ungestörte Nachtruhe ist es möglich, mittels eines fest angebrachten Silikonschlauchverbinders das Ventil an ein Beutelsystem anzuschließen.
- ✓ Durch das Umlegen des Kippventils um 180° ist das CARE FLOW Katheterventil vollständig geöffnet und zusätzlich in einer sicheren Position fixiert. Dies verhindert ein versehentliches schließen.



HMN: 15.25.16.0031



Pfeile weisen auf offene / geschlossene Position hin



Katheterventil geschlossen



Katheterventil bei 180° Stellung offen

| Gewicht | Artikelnummer   | PZN      |
|---------|-----------------|----------|
| 3g      | 03/02/10/00/GHC | 12378382 |

38

**Verpackungseinheit:** 5 Stück  
**Verpackung:** steril

## CARE VENT Katheterventil

- ✓ Die spezielle Konstruktion des CARE VENT verhindert ein Nachtropfen von Urin, nach dem selbstständigen Schließen des Ventils. So wird eine hygienische Handhabung gewährleistet.
- ✓ Die farbliche Kennung der Dreh- und Schieberegler macht die Einhandbedienung denkbar einfach.

| Gewicht | Artikelnummer   | PZN      |
|---------|-----------------|----------|
| 6g      | 03/02/10/01/GHC | 01914676 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück  
**Verpackung:** einfach steril



Abbildungen können vom Original abweichen

### Produktspezifikationen:

- ✓ Sehr gute Gleitfähigkeit durch hydrophile Beschichtung.
- ✓ Sofort einsatzfähig durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.
- ✓ Atraumatische Anwendung durch abgerundete Drainageaugen.
- ✓ Optimale Länge von 17 cm gewährleistet vollständige Blasenentleerung.
- ✓ Berührungsfreie Anwendung und gute Führbarkeit durch richtige Steifigkeit des Katheters.
- ✓ Gute Griffigkeit des Griffstücks ermöglicht gute Handhabung, auch bei eingeschränkter Fingerfertigkeit.
- ✓ Konnektion von Urinauffangbeutel und/oder Instillationslösung über Konus des Griffstück leicht möglich.



*Atraumatische, abgerundete  
Drainageaugen*



39

| Größe | Länge | Artikelnummer | PZN      |
|-------|-------|---------------|----------|
| CH 10 | 17 cm | LIV-H1017     | 18890885 |
| CH 12 | 17 cm | LIV-H1217     | 18890916 |
| CH 14 | 17 cm | LIV-H1417     | 18890922 |

**Verpackungseinheit:** 30 Stück

**Verpackung:** steril

HMN: 15.25.14.7011



*Griffigkeit des Griffstücks*

Abbildungen können vom Original abweichen

### Produktspezifikationen:

- ✓ Sehr gute Gleitfähigkeit durch hydrophile Beschichtung.
- ✓ Sofort einsatzfähig durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.
- ✓ Atraumatische Anwendung durch abgerundete Drainageaugen.
- ✓ Berührungsfreie Anwendung und gute Führbarkeit des Katheters durch leicht zu lösendes Griffstück.
- ✓ Gute Griffigkeit des Griffstücks ermöglicht gute Handhabung, auch bei eingeschränkter Fingerfertigkeit.
- ✓ Konnektion von Urinauffangbeutel und/oder Instillationslösung über Konus des Griffstück leicht möglich.



*Atraumatische, abgerundete  
Drainageaugen*



40


CARE CATH<sub>Leir</sub>

| Größe | Länge | Artikelnummer | PZN      |
|-------|-------|---------------|----------|
| CH 12 | 41 cm | LEIV-H1241    | 18890833 |
| CH 14 | 41 cm | LEIV-H1441    | 18890856 |
| CH 16 | 41 cm | LEIV-H1641    | 18890862 |

**Verpackungseinheit:** 30 Stück

**Verpackung:** steril

HMN: 15.25.14.7012



*Griffigkeit des Griffstücks*

Abbildungen können vom Original abweichen

# CARE CON comfort | Typ I

## Urinalkondome aus 100% Silikon

### selbstklebend

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Die CARE CON comfort überzeugen durch ein angenehm zu tragendes Silikonmaterial und einen sicheren Halt.
- ✓ Die Materialdicke des Schaftes wurde so entwickelt, dass das Material sich sanft und flexibel anschmiegt, und durch festen Halt eine hohe Sicherheit bietet.
- ✓ Der stabile Schlauchansatz verhindert ein Abknicken des Urinalkondoms und ermöglicht eine feste Verbindung mit dem angeschlossenen Beutel.
- ✓ Geringe Abstufungen der einzelnen Durchmesser sichern eine optimale Passgenauigkeit.
- ✓ Das medizinische Silikonmaterial erhält die Atmungsaktivität der Haut.
- ✓ Durch das transparente Material sind jederzeit etwaige Hautveränderungen oder Reizungen zu erkennen.
- ✓ Mit einer Schaftlänge von 8,0 cm und einer Klebefläche von 4,5 cm entspricht das CARE CON comfort den Anforderungen vieler Urinalkondomträger.



HMN: 15.25.04.7049

41

| Durchmesser | Schaft / Klebefläche | Artikelnummer      | PZN      |
|-------------|----------------------|--------------------|----------|
| 25 mm       | 8,0 cm / 4,5 cm      | 01/01/28/01/25/GHC | 17520554 |
| 28 mm       | 8,0 cm / 4,5 cm      | 01/01/28/01/28/GHC | 17520583 |
| 30 mm       | 8,0 cm / 4,5 cm      | 01/01/28/01/30/GHC | 17520620 |
| 32 mm       | 8,0 cm / 4,5 cm      | 01/01/28/01/32/GHC | 17520637 |
| 36 mm       | 8,0 cm / 4,5 cm      | 01/01/28/01/36/GHC | 17520643 |
| 41 mm       | 8,0 cm / 4,5 cm      | 01/01/28/01/41/GHC | 17520666 |

**Verpackungseinheit:** 30 Stück

**Verpackung:** unsteril

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE CON special | Typ II

## Urinalkondome aus 100% Silikon

### selbstklebend

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Die CARE CON special überzeugen durch ein angenehm zu tragendes Silikonmaterial und einem sicheren Halt, trotz der kurzen Schaftlänge.
  - ✓ Die Dicke des Schaftes wurde so entwickelt, dass das Material sich sanft und flexibel anschmiegt - und durch festen Halt eine hohe Sicherheit bietet.
  - ✓ Der stabile Ansatz verhindert ein Abknicken des Urinalkondoms und ermöglicht eine feste Verbindung mit dem angeschlossenen Beutel.
  - ✓ Geringe Abstufungen der einzelnen Durchmesser sichern eine optimale Passgenauigkeit.
  - ✓ Mit einer Schaftlänge von 5,0 cm und einer Klebefläche von 4,0 cm entspricht das special-Modell den speziellen Anforderungen der Anwender mit zurückgezogenem, retrahiertem Penis.
  - ✓ Das medizinische Silikonmaterial erhält die Atmungsaktivität der Haut.
- ✓ Durch das transparente Material sind jederzeit etwaige Hautveränderungen oder Reizungen zu erkennen.



HMN: 15.25.04.7047

| Durchmesser | Schaft / Klebefläche | Artikelnummer      | PZN      |
|-------------|----------------------|--------------------|----------|
| 25 mm       | 5,0 cm / 4,0 cm      | 01/01/28/02/25/GHC | 17520672 |
| 28 mm       | 5,0 cm / 4,0 cm      | 01/01/28/02/28/GHC | 17520689 |
| 30 mm       | 5,0 cm / 4,0 cm      | 01/01/28/02/30/GHC | 17520703 |
| 32 mm       | 5,0 cm / 4,0 cm      | 01/01/28/02/32/GHC | 17520726 |
| 36 mm       | 5,0 cm / 4,0 cm      | 01/01/28/02/36/GHC | 17520732 |
| 41 mm       | 5,0 cm / 4,0 cm      | 01/01/28/02/41/GHC | 17520749 |

**Verpackungseinheit:** 30 Stück

**Verpackung:** unsteril

Abbildungen können vom Original abweichen

# CARE CON active | Typ III

## Urinalkondome aus 100% Silikon

### selbstklebend

#### Produktspezifikationen:

- ✓ Die CARE CON active überzeugen durch ein angenehm zu tragendes Silikonmaterial und einem sicheren Halt mit extra-langer Klebefläche.
- ✓ Die Dicke des Schaftes wurde so entwickelt, dass das Material sich sanft und flexibel anschmiegt - und durch festen Halt eine hohe Sicherheit bietet.
- ✓ Der stabile Ansatz verhindert ein Abknicken des Urinalkondoms und ermöglicht eine feste Verbindung mit dem angeschlossenen Beutel.
- ✓ Geringe Abstufungen der einzelnen Durchmesser sichern eine optimale Passgenauigkeit.
- ✓ Mit einer Schaftlänge von 8,0 cm und einer Klebefläche von 7,0 cm entspricht das active-Modell den speziellen Anforderungen der sportlichen und aktiven Anwender.
- ✓ Das medizinische Silikonmaterial erhält die Atmungsaktivität der Haut.
- ✓ Durch das transparente Material sind jederzeit etwaige Hautveränderungen oder Reizungen zu erkennen.



HMN: 15.25.04.7048

| Durchmesser | Schaft / Klebefläche | Artikelnummer      | PZN      |
|-------------|----------------------|--------------------|----------|
| 25 mm       | 8,0 cm / 7,0 cm      | 01/01/28/03/25/GHC | 17520755 |
| 28 mm       | 8,0 cm / 7,0 cm      | 01/01/28/03/28/GHC | 17520761 |
| 30 mm       | 8,0 cm / 7,0 cm      | 01/01/28/03/30/GHC | 17520784 |
| 32 mm       | 8,0 cm / 7,0 cm      | 01/01/28/03/32/GHC | 17520790 |
| 36 mm       | 8,0 cm / 7,0 cm      | 01/01/28/03/36/GHC | 17520809 |
| 41 mm       | 8,0 cm / 7,0 cm      | 01/01/28/03/41/GHC | 17520815 |

**Verpackungseinheit:** 30 Stück

**Verpackung:** unsteril

Abbildungen können vom Original abweichen

# CARE FLOW UB 4000TUR Geschlossenes TUR Spülbeutelsystem Mit Pumpball zur kontrollierten postoperativen Blasenspülung Füllvolumen: 4000 ml

## Produktspezifikationen:

- ✓ Der Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht eine sichere und korrekte Befestigung an den unterschiedlichsten Bettholmen.
- ✓ Die Bakterien- und flüssigkeitsdichten Belüftungsfilter sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage im System erzielt.
- ✓ Durch das kontrollierte Spülen der Blase mit dem am Zuleitungsschlauchsystem integrierten Pumpball, kann das postoperativ mögliche Austamponieren der Blase vermieden werden.
- ✓ Eine auf dem Beutel aufgebrachte Rückstecklasche garantiert eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



| Volumen | Schlauchlänge | Artikelnummer      | PZN      |
|---------|---------------|--------------------|----------|
| 4000 ml | 120 cm        | 04/02/4000/TUR/GHC | 06189004 |

HMN: 15.25.09.0008

44



### Pumpball

Unter Einsatz vom Pumpball und der beiden Schlauchklemmen, ist es in einem speziellen Zusammenspiel dieser Komponenten möglich, die Blase wie auch das Schlauchsystem von Blutkoageln bzw. Prostataspänen frei zuspülen.



### Profilschlauch

Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



### Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



### Ablasshahn im Doghouse

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FLOW UB 4000

## Geschlossenes Urindrainagesystem

Füllvolumen: 4000 ml

### Produktspezifikationen:

- ✓ Der Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht eine sichere und korrekte Befestigung an den unterschiedlichsten Bettholmen.
- ✓ Die Bakterien- und flüssigkeitsdichten BelüftungsfILTER sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage im System erzielt.
- ✓ Eine übersichtliche Skalierung sorgt für eine sichere Volumenkontrolle.
- ✓ Eine auf dem Beutel aufgebrachte Rückstecklasche garantiert eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.



| Volumen | Schlauchlänge | Artikelnummer      | PZN      |
|---------|---------------|--------------------|----------|
| 4000 ml | 120 cm        | 04/02/4000/120/GHC | 06718939 |

HMN: 15.25.09.0009

45



#### Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



#### Profilschlauch

Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



#### Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



#### Ablasshahn im Doghouse

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

**Verpackungseinheit:** 20 Stück

**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FLOW UB 2000

## Geschlossene Urindrainagesysteme

Füllvolumen: 2000 ml

### Produktspezifikationen:

- ✓ Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht die sichere Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen.
- ✓ Bakterien- und flüssigkeitsdichte BelüftungsfILTER sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage in den Systemen erzielt.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.
- ✓ Sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns im Doghouse.
- ✓ Eingearbeiteter T-Ablasshahn.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.



| Volumen | Schlauchlänge | Artikelnummer      | PZN      |
|---------|---------------|--------------------|----------|
| 2000 ml | 120 cm        | 04/02/2000/120/GHC | 06718922 |
| 2000 ml | 90 cm         | 04/02/2000/90/GHC  | 09151597 |

**Verpackungseinheit:** 20 Stück

**Verpackung:** steril

HMN: 15.25.07.0050

46



#### Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



#### Profilschlauch

Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



#### Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



#### Ablasshahn im Doghouse

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

**Verpackungseinheit:** 20 Stück

**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FLOW UB 2000S

## Geschlossene Urindrainagesysteme

Füllvolumen: 2000 ml, weicher Schlauch

### Produktspezifikationen:

- ✓ Urindrainagesystem mit Tropfkammer verhindert das Aufsteigen von Keimen und somit von Infektionen.
- ✓ Schlauch mit großem Innenlumen aus weichem Material sichert ein sehr gutes Abfließen des Urins und hohen Anwendungskomfort.
- ✓ Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht die sichere Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen.
- ✓ Bakterien- und flüssigkeitsdichte Belüftungsfilter sorgen für einen permanenten Druckausgleich.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.
- ✓ Sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns im Doghouse.
- ✓ Aufgesetzter T-Ablasshahn.



| Volumen | Schlauchlänge | Artikelnummer   | PZN      |
|---------|---------------|-----------------|----------|
| 2000 ml | 120 cm        | 04/02/2000S/120 | 18728133 |
| 2000 ml | 90 cm         | 04/02/2000S/90  | 18728179 |

**Verpackungseinheit:** 50 Stück

**Verpackung:** steril

HMN: 15.25.07.0003

Der **CARE FLOW BAG** dient als Sichtschutz für die **CARE FLOW UB 2000** als diskrete Aufbewahrung der Bettbeutel.

### Produktspezifikationen:

- ✓ Durch praktische Klettverschlüsse ist der Sichtschutz schnell und einfach am Urinbeutel angebracht. Ein weiterer Klettverschluss auf der Vorderseite erlaubt eine saubere und unkomplizierte Entnahme des Ablasshahns sowie dessen Rückführung.
- ✓ Der Sichtschutz besteht aus 100% Polypropylen (PP) und ist somit u.a. beständig gegen organische Säuren.
- ✓ Der Sichtschutz ist hellgrau, bei 30° waschbar und so zur Wiederverwendung geeignet.



| Artikelnummer    | PZN      |
|------------------|----------|
| 04/99/01/945/GHC | 09764331 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück  
**Verpackung:** nicht steril

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FLOW UB 2000A Bettbeutel

## Steriler Bettbeutel mit integriertem Zwillingshalter

Füllvolumen: 2000 ml

### Produktspezifikationen:

- ✓ Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht die sichere Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem System. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.
- ✓ Ein Rücksteckschlitz garantiert die sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.



| Volumen | Schlauchlänge | Artikelnummer      | PZN      |
|---------|---------------|--------------------|----------|
| 2000 ml | 110 cm        | 04/04/2000/110/GHC | 08871289 |

HMN: 15.25.06.3037

48



#### Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



#### Profilschlauch

Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



#### BelüftungsfILTER

Ein bakterien- und flüssigkeitsdichter BelüftungsfILTER sorgt für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage im System erzielt.



#### Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

**Verpackungseinheit:** 50 Stück

**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FLOW UB 2000E, UB 2000US

## Sterile/ Unsterile Einmalbettbeutel mit Halterung

Füllvolumen: 2000 ml

### Produktspezifikationen:

- ✓ Das System ist mit einem universellen Stufenkonus ausgestattet und kann dadurch an alle gängigen Katheter angeschlossen werden.
- ✓ Die Produkte sind für den täglichen Wechsel ausgelegt.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Systemen. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.
- ✓ Für die Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen benutzen Sie den unten abgebildeten Zwillingshalter.
- ✓ Der Urinbeutel wird durch das T- Ablassventil sicher entleert.



| Produkt   | Volumen | Sterilität | Schlauchlänge | Artikelnummer      | PZN      | HMN           |
|-----------|---------|------------|---------------|--------------------|----------|---------------|
| UB 2000E  | 2000 ml | Steril     | 90 cm         | 04/04/2000/90/GHC  | 16047274 | 15.25.06.3025 |
| UB 2000US | 2000 ml | Unsteril   | 90 cm         | 04/06/2000/90/GHC  | 12418549 | 15.25.06.1047 |
| UB 2000US | 2000 ml | Unsteril   | 130 cm        | 04/06/2000/130/GHC | 08845487 | 15.25.06.1047 |

49

UB 2000E: **Verpackungseinheit:** 100 Stück, **Verpackung:** steril  
 UB 2000US: **Verpackungseinheit:** 100 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück

### Halterung für UB 2000E und UB 2000US

- ✓ Bettbeutelhalterung aus Kunststoff mit Zwillingshalter. Ausgestattet mit zwei Dornen zur Aufnahme der Einmalbettbeutel an ihren vorgestanzten Ösen.



| Artikelnummer     | PZN      |
|-------------------|----------|
| 04/99/BHL/PVC/GHC | 06718951 |

**Verpackungseinheit:** 100 Stück **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück  
**Verpackung:** nicht steril

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

# CARE FLOW UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500USo

## Unsterile Einmalbettbeutel/Sekretbeutel ohne Ablassventil

Füllvolumen: 2000 ml, 1500 ml

### Produktspezifikationen:

- ✓ Die Beutel sind mit einem universellen Stufenkonnektor ausgestattet, so dass die Beutel an alle gängigen Katheter angeschlossen werden können.
- ✓ Die Produkte sind zum Einmalgebrauch ausgelegt.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Beuteln, so dass der Gefahr aufsteigender Infektionen wirksam vorgebeugt wird (außer beim SB 1500USo).
- ✓ Für die Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen benutzen Sie den unten abgebildeten Zwillingshalter.



| Produkt    | Volumen | Schlauchlänge | Refluxventil | Artikelnummer     | PZN      | HMN           |
|------------|---------|---------------|--------------|-------------------|----------|---------------|
| UB 2000USo | 2000 ml | 90 cm         | ja           | 04/07/2000/90/GHC | 08845501 | 15.25.06.0024 |
| UB 1500USo | 1500 ml | 90 cm         | ja           | 04/07/1500/90/01  | 16839791 | 15.25.06.0034 |
| SB 1500USo | 1500 ml | 90 cm         | nein         | 04/07/1500/90/00  | 16839785 | -             |

50

|             |                                                                       |                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| UB 2000USo: | <b>Verpackungseinheit:</b> 150 Stück, <b>Verpackung:</b> nicht steril | <b>Unterverpackung:</b> jeweils 10 Stück |
| UB 1500USo: | <b>Verpackungseinheit:</b> 200 Stück, <b>Verpackung:</b> nicht steril | <b>Unterverpackung:</b> jeweils 10 Stück |
| SB 1500USo: | <b>Verpackungseinheit:</b> 200 Stück, <b>Verpackung:</b> nicht steril | <b>Unterverpackung:</b> jeweils 10 Stück |

### Halterung für UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500USo

- ✓ Bettbeutelhalterung aus Kunststoff mit Zwillingshalter. Ausgestattet mit zwei Dornen zur Aufnahme der Einmalbettbeutel an ihren vorgestanzten Ösen.



| Artikelnummer     | PZN      |
|-------------------|----------|
| 04/99/BHL/PVC/GHC | 06718951 |

**Verpackungseinheit:** 100 Stück **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück  
**Verpackung:** nicht steril

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FLOW UB 1000 Urindrainagesysteme

## Beinbeutelsysteme für den Tag & die Nacht

Füllvolumen: 1000 ml

### Produktspezifikationen:

- ✓ Geschlossenes Urindrainagesystem.
- ✓ Die bakterien- und flüssigkeitsdichten Belüftungsfiter sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage in den Systemen erzielt.
- ✓ Eine Rückstecklasche garantiert eine sichere und hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Urinentnahmestelle.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.



| Volumen | Schlauchlänge | Artikelnummer     | PZN      | HMN           |
|---------|---------------|-------------------|----------|---------------|
| 1000 ml | 30 cm         | 04/03/1000/30/GHC | 06718885 | 15.25.07.1012 |
| 1000 ml | 60 cm         | 04/03/1000/60/GHC | 06718891 | 15.25.07.1013 |
| 1000 ml | 90 cm         | 04/03/1000/90/GHC | 06718916 | 15.25.07.1014 |



#### Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



#### Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



#### Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



#### Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

**Verpackungseinheit:** 30 Stück

**Verpackung:** steril

**Halterungen für Beinbeutel Seite 55-60.**

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FLOW UB 750 + 750US sterile/unsterile

## Beinbeutelsysteme für den mobilen Anwender

Füllvolumen: 750 ml

### Produktspezifikationen:

- ✓ Die Beinbeutel mit 10 cm und 30 cm Schlauchlänge werden komfortabel am Oberschenkel fixiert.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel komfortabel fixieren.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Systemen. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.

| Volumen | Schlauchlänge | Artikelnummer    | PZN      | Sterilität |
|---------|---------------|------------------|----------|------------|
| 750 ml  | 10 cm         | 04/01/750/10/GHC | 06718862 | steril     |
| 750 ml  | 30 cm         | 04/01/750/30/GHC | 09772046 | steril     |
| 750 ml  | 50 cm         | 04/01/750/50/GHC | 06718879 | steril     |

**Verpackungseinheit:** 10 cm: 75 Stück 30 cm: 60 Stück, 50 cm: 50 Stück

| Volumen | Schlauchlänge | Artikelnummer      | PZN      | Sterilität |
|---------|---------------|--------------------|----------|------------|
| 750 ml  | 10 cm         | 04/01/750US/10/GHC | 01972716 | unsteril   |
| 750 ml  | 30 cm         | 04/01/750US/30/GHC | 12341427 | unsteril   |
| 750 ml  | 50 cm         | 04/01/750US/50/GHC | 00226543 | unsteril   |

**Verpackungseinheit:** 10 cm: 120 Stück 30 cm: 100 Stück, 50 cm: 100 Stück, Unterverpackung: jeweils 10 Stück



HMN: 15.25.05.3071  
(Art.-Nr. 04/01/750)

HMN: 15.25.05.1096  
(Art.-Nr. 04/01/750US)

52



#### Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



#### Doghouse

Eine auf dem Beutel aufgebrachte belüftete Rücksteckklase gewährleistet eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



#### Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



#### Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

**Verpackung:** steril / unsteril

**Halterungen für Beinbeutel Seite 55-60.**

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

# CARE FLOW UB 750 F + UB 750UF sterile/unsterile

## Beinbeutelsystem für den mobilen Anwender

Füllvolumen: 750 ml

### Produktspezifikationen:

- ✓ Besonders Anwender mit einer eingeschränkten Handmotorik oder mit reduzierter Kraft können sicher und hygienisch den Beinbeutel mittels unseres neu entwickelten **Kippventils** entleeren.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel komfortabel fixieren.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem Beuteln. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



| Volumen | Schlauchlänge | Artikelnummer     | PZN      | Sterilität |
|---------|---------------|-------------------|----------|------------|
| 750 ml  | 50 cm         | 04/01/750F/50/GHC | 12371500 | steril     |

**Verpackungseinheit:** 50 cm: 50 Stück

| Volumen | Schlauchlänge | Artikelnummer      | PZN      | Sterilität |
|---------|---------------|--------------------|----------|------------|
| 750 ml  | 50 cm         | 04/01/750UF/50/GHC | 12371517 | unsteril   |

**Verpackungseinheit:** 50 cm: 100 Stück

Unterverpackung: jeweils 10 Stück

HMN: 15.25.05.3071  
(Art.-Nr. 04/01/750F)

HMN: 15.25.05.1096  
(Art.-Nr. 04/01/750UF)

53



#### Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



#### Doghouse

Eine auf dem Beutel aufgebrachte belüftete Rücksteckklappe gewährleistet eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



#### Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



#### Ablasshahn

Das ergonomisch geformte, flache **Kippventil** vom Ablaufschlauch lässt sich einfach und intuitiv bedienen. Um den Beinbeutel zu entleeren kippen Sie das Ablassventil um 180° nach unten.

**Verpackung:** steril / unsteril

**Halterungen für Beinbeutel Seite 55-60.**

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

# CARE FLOW UB 500 + UB 500US sterile/unsterile

## 3-Kammer-Beinbeutelsysteme für den mobilen Anwender

Füllvolumen: 500 ml

### Produktspezifikationen:

- ✓ Die Beinbeutel mit 10 cm und 30 cm Schlauchlänge werden komfortabel am Oberschenkel fixiert.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel komfortabel fixieren.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem Beuteln. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



HMN: 15.25.05.3094  
(Art.-Nr. 04/01/500)

HMN: 15.25.05.1118  
(Art.-Nr. 04/01/500US)

| Volumen | Schlauchlänge | Artikelnummer    | PZN      | Sterilität |
|---------|---------------|------------------|----------|------------|
| 500 ml  | 10 cm         | 04/01/500/10/GHC | 09084990 | steril     |
| 500 ml  | 30 cm         | 04/01/500/30/GHC | 12341203 | steril     |
| 500 ml  | 50 cm         | 04/01/500/50/GHC | 09085009 | steril     |

**Verpackungseinheit:** 10 cm: 75 Stück, 30 cm: 60 Stück, 50 cm: 50 Stück

| Volumen | Schlauchlänge | Artikelnummer      | PZN      | Sterilität |
|---------|---------------|--------------------|----------|------------|
| 500 ml  | 10 cm         | 04/01/500US/10/GHC | 09085015 | unsteril   |
| 500 ml  | 30 cm         | 04/01/500US/30/GHC | 12341410 | unsteril   |
| 500 ml  | 50 cm         | 04/01/500US/50/GHC | 09085021 | unsteril   |

**Verpackungseinheit:** 10 cm: 120 Stück, 30 cm: 100 Stück, 50 cm: 100 Stück, Unterverpackung: jeweils 10 Stück

54



#### Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



#### Drei Kammern

Aufgrund der drei Kammern, verteilt sich der Urin im System gleichmäßiger. So lässt sich der Beinbeutel auch im gefüllten Zustand noch diskreter unter der Kleidung tragen.



#### Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



#### Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

**Verpackung:** steril / unsteril

**Halterungen für Beinbeutel Seite 55-60.**

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

# CARE FIX

## Kletthalteband Universal

individuell kürzbar

### Produktspezifikationen:

- ✓ Kletthalteband mit zwei aufgenähten Klettschlaufen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels.
- ✓ Das elastische Material vermeidet bestmöglich eine Störung der Blutzirkulation am Ober- bzw. Unterschenkel.
- ✓ 70 cm langes Klettband individuell kürzbar zum Tragen am Ober- als auch am Unterschenkel.
- ✓ Es eignet sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutel-systeme: UB 1000, UB 750, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



55

 60°

 Nicht in den Trockner geben

 Nicht bügeln



| Länge | Artikelnummer     | PZN      |
|-------|-------------------|----------|
| 70 cm | 05/01/BKL/Uni/GHC | 06718968 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** unsteril

HMN: 15.99.99.0008

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FIX

## Kletthaltebänder Premium-Set

individuell kürzbar

### Produktspezifikationen:

- ✓ Sets bestehend aus:  
einem extra breiten Kletthalteband mit zwei aufgenähten Klettschlaufen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels.
- ✓ Beide Sets haben eine aufgenähte Lasche zur Fixierung des Beinbeutel Schlauches.
- ✓ Das zweite schmale Klettband gewährleistet einen sicheren Halt am unteren Teil der Beinbeutel.
- ✓ Rückseitig aufgebrachte Silikonstreifen für besonders guten Halt am Bein.
- ✓ Das elastische Material vermeidet bestmöglich eine Störung der Blutzirkulation am Ober- bzw. Unterschenkel.
- ✓ 70 cm langes Klettband individuell kürzbar zum Tragen am Ober- als auch am Unterschenkel.
- ✓ Fingerlasche zum einfachen Öffnen des Klettbandes.



| Länge | Artikelnummer     | PZN      |
|-------|-------------------|----------|
| 70 cm | 05/01/BKL/PRE/SET | 09241099 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** unsteril

HMN: 15.99.99.0008

56

- ✓ Die Care Fix Premium-Sets eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelssysteme: UB 1000, UB 750, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.
- ✓ Das Premium-Set mit Knöpfen (Art.-Nr. 05/01/BKL/PRE/03) mit zusätzlich vier aufgenähten Knöpfen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels.

60°

Nicht in den Trockner geben

Nicht bügeln

| Länge | Artikelnummer    | PZN      |
|-------|------------------|----------|
| 70 cm | 05/01/BKL/PRE/03 | 12357931 |

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** unsteril

HMN: 15.99.99.0008



Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FIX

## Fixierstrümpfe mit integrierter Beinbeuteltasche

### Produktspezifikationen:

- ✓ Weiche, gerippte Beinbeutelfixierstrümpfe mit integrierter Beinbeuteltasche.
- ✓ Komfortable und sichere Fixierung am Ober- als auch am Unterschenkel.
- ✓ Einfaches Entleeren der Beinbeutel durch komfortable Führung des Ablasshahns.
- ✓ Besonders einfaches Anlegen dank extra breitem Klettverschluss (bei Art.-Nr. 05/02/10).
- ✓ Die CARE FIX Fixierstrümpfe eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelsysteme:  
UB 750, UB 750F, UB 750US, UB 750UF,  
UB 500 und UB 500US.

| Größe | Artikelnummer       | PZN      |
|-------|---------------------|----------|
| XXL   | 05/02/10/OS/XXL/GHC | 08880957 |
| XL    | 05/02/10/OS/XL/GHC  | 08871272 |
| L     | 05/02/10/OS/L/GHC   | 08876513 |
| M     | 05/02/10/OS/M/GHC   | 08845748 |
| S     | 05/02/10/US/S/GHC   | 07126649 |

**Größenumfang:** XXL = 60 - 85 cm, XL = 50 - 60 cm,  
L = 40 - 60 cm, M = 35 - 45 cm, S = 25 - 40 cm

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** unsteril

 60°

 Nicht in den Trockner geben

 Nicht bügeln

Gemessen wird mittig am Ober- oder Unterschenkel.

| Größe | Artikelnummer      | PZN      |
|-------|--------------------|----------|
| XL    | 05/02/11/OS/XL/GHC | 12418555 |
| L     | 05/02/11/OS/L/GHC  | 07126017 |
| M     | 05/02/11/OS/M/GHC  | 07126023 |
| S     | 05/02/11/US/S/GHC  | 07126313 |

**Größenumfang:** XL = 65 - 95 cm, L = 55 - 80 cm,  
M = 45 - 65 cm, S = 30 - 45 cm

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** unsteril



HMN: 15.99.99.0009



HMN: 15.99.99.0009

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FIX

## Oberschenkelstulpen Größen: XL, L, M

### Produktspezifikationen:

- ✓ Die Oberschenkelstulpe ist aus weichem waschbarem Baumwollmischgewebe mit integrierter Beinbeutel Tasche.
- ✓ Rückseitig aufgebrachter Silikonstreifen, ermöglicht einen bestmöglichen Halt der Stulpe.
- ✓ Beidseitig tragbar.
- ✓ Aufnahme der Beinbeutel durch die mittels Klettverschluss zu öffnende integrierte Tasche; inklusive Öffnung für Ablasshahn.
- ✓ Die CARE FIX Stulpen eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelsysteme: UB 1000, UB 750, UB 750A, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



58

 60°

 Nicht in den Trockner geben

 Nicht bügeln

Gemessen wird mittig am Oberschenkel.

### Oberschenkelstulpen

| Größe | Artikelnummer   | PZN      |
|-------|-----------------|----------|
| XL    | 05/02/12/XL/GHC | 09080408 |
| L     | 05/02/12/L/GHC  | 09080383 |
| M     | 05/02/12/M/GHC  | 09080377 |

**Größenumfang:** XL = 61 cm, L = 58 cm, M = 54 cm

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** unsteril



HMN: 15.99.99.0009

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FIX

## Unterschenkelstulpen Größen: L, M, S

### Produktspezifikationen:

- ✓ Die Unterschenkelstulpe ist aus weichem waschbaren Baumwollmischgewebe mit integrierter Beinbeuteltasche.
- ✓ Rückseitig aufgebrachter Silikonstreifen, ermöglicht einen bestmöglichen Halt der Stulpen.
- ✓ Beidseitig tragbar.
- ✓ Aufnahme der Beinbeutel durch die mittels Klettverschluss zu öffnende integrierte Tasche; inklusive Öffnung für Ablasshahn.
- ✓ Die CARE FIX Stulpen eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelsysteme: UB 1000, UB 750, UB 750A, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



- 60°
- Nicht in den Trockner geben
- Nicht bügeln

Gemessen wird mittig am Unterschenkel.

### Unterschenkelstulpen

| Größe | Artikelnummer  | PZN      |
|-------|----------------|----------|
| L     | 05/02/13/L/GHC | 09080437 |
| M     | 05/02/13/M/GHC | 09080420 |
| S     | 05/02/13/S/GHC | 09080414 |

**Größenumfang:** L = 37 cm, M = 35 cm, S = 32 cm

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** unsteril



59

HMN: 15.99.99.0009

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE FIX

## Einbeinhosen Premium Größen: XL, L, M

### Produktspezifikationen:

- ✓ Premium Einbeinhosen aus weichem Baumwollmischgewebe mit integrierter Beinbeuteltasche.
- ✓ Individuell einstellbarer, breiter Hüftgürtel mit rückseitigen Silikonstreifen zur besseren Fixierung.
- ✓ Beidseitig tragbar.
- ✓ Aufnahme der Beinbeutel durch die mittels Klettverschluss zu öffnende integrierte Tasche; inklusive Öffnung für Ablasshahn.
- ✓ Einfaches Entleeren der Beinbeutel durch komfortable Führung des Ablasshahns.
- ✓ Sie eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeutelsysteme: UB 1000, UB 750, UB 750A, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



60

60°

Nicht in den Trockner geben

Nicht bügeln

Gemessen wird mittig am Ober- oder Unterschenkel.

| Größe | Artikelnummer   | PZN      |
|-------|-----------------|----------|
| XL    | 05/03/10/XL/GHC | 09080472 |
| L     | 05/03/10/L/GHC  | 09080466 |
| M     | 05/03/10/M/GHC  | 09080443 |

**Größenumfang:** XL = 98 - 120 cm, L = 90 - 100 cm, M = 85 - 95 cm

**Verpackungseinheit:** 10 Stück

**Verpackung:** unsteril



HMN: 15.99.99.0009

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE DRESS

## Suprapubisches Verbandset

### Produktspezifikationen:

- ✓ Suprapubisches Verbandsset mit Schlitzkompressen zur optimalen Versorgung der suprapubischen Punktionsstelle.
- ✓ Das beigefügte kleinere Pflaster dient der vorübergehenden Fixierung des suprapubischen Katheters an der Bauchdecke und verhindert so ein Verrutschen des Katheters.



61

### Verpackungsinhalt:

- 1 x Stretch Pflaster 10 x 10 cm
- 1 x Stretch Pflaster 5 x 3 cm
- 3 x Vlieskompressen 5 x 5 cm, 6-fach
- 2 x Vliesschlitzkompressen 5 x 5 cm, 6-fach
- Verpackt in 1 Tiefziehpackung -

| Artikelnummer | PZN      |
|---------------|----------|
| 08/02/VS/GHC  | 06718974 |

**Verpackungseinheit:** 25 Sets

**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen

**GHC** German Health Care GmbH

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: [info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de) | [www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)

# CARE DRESS

## Abdominales PEG Verbandset

### Produktspezifikationen:

- ✓ Abdominales PEG Verbandset zur optimalen Versorgung der PEG-Punktionsstelle.



### Verpackungsinhalt:

- 1 x Stretch Pflaster 12 x 15 cm
- 2 x Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach
- 2 x Vliesschlitzkompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach
- Verpackt in 1 Tiefziehpackung -

| Artikelnummer | PZN      |
|---------------|----------|
| 08/02/PEG/GHC | 05461059 |

**Verpackungseinheit:** 15 Sets

**Verpackung:** steril

Abbildungen können vom Original abweichen



Besuchen Sie unsere Website **[www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)**.

Dort finden Sie detaillierte Informationen über unser Unternehmen sowie dem gesamten Produktportfolio.

Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf:

Mo.-Do.: 08:00 – 17:00 Uhr

Fr.: 08:00 – 14:00 Uhr

## Kontakt:

GHC German Health Care GmbH  
Birkstück 15  
24999 Wees/Flensburg

Tel.: +49 (0) 46 31 57 200-0

Fax: +49 (0) 46 31 57 200-19

[info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de)  
[www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)



GHC German Health Care GmbH  
Birkstück 15  
24999 Wees/Flensburg

Tel.: +49 (0) 46 31 57 200-0  
Fax: +49 (0) 46 31 57 200-19

[info@ghc-medical.de](mailto:info@ghc-medical.de)  
[www.ghc-medical.de](http://www.ghc-medical.de)