

# DIE PROSKIN PANTS DER NEUEN GENERATION!



LÄNGER ANHALTENDER SCHUTZ FÜR NOCH MEHR SICHERHEIT DURCH NEUE SAUGKERN-TECHNOLOGIE

**Dünnes, weiches, atmungsaktives, textilähnliches Material**

für Hautgesundheit und Komfort mit körpernaher Passform



**Farbige Fäden an der Taille**

Erleichtern die Erkennbarkeit der Saugstärke und markieren die Rückseite des Produkts

**Weiche Auslaufbarrieren**

für optimalen Auslaufschutz in der Anwendung



**Long lasting protection**

**NEUER absorbierender Saugkern**

- Hält länger trocken\*
- Langanhaltender Schutz\*\*
- Der Hautgesundheit zuliebe

\* gegenüber aktuellen ProSkin Pants  
\*\* unter Einhaltung klinischer Richtlinien

**Geruchsneutralisierer**

Neutralisiert Gerüche für ein zusätzliches Gefühl von Sicherheit



**Mit bewährter FeelDry™ Advanced-Technologie**

absorbiert Flüssigkeit von der Oberfläche schneller und hält die Haut trocken

## Unveränderte Produktvorteile



- ✓ Dreifachschutz für Trockenheit, Sanftheit zur Haut und Auslaufschutz zum Erhalt der natürlichen Hautgesundheit.



- ✓ Dermatologisch von der unabhängigen Skin Health Alliance getestet, zertifiziert und für gut befunden.



- ✓ Mit dem TENA Protects-Programm reduzieren wir unseren CO<sub>2</sub>-Fussabdruck bis 2030 schrittweise um 50 %.

# TENA PROSKIN PANTS RELAUNCH:



## DIE INNOVATIVEN NEUERUNGEN IM ÜBERBLICK AB KW 36 2024

Die neuen TENA ProSkin Pants sind unsere leistungsstarke Innovation, die auf einem umfassenden Verständnis des Nutzerverhaltens und der Kundennachfrage basiert. Wir wissen, dass auslaufender Urin zu Hautreizungen führen kann, wenn er nicht schnell beseitigt wird. Aus diesem Grund absorbieren die neuen TENA ProSkin Pants Ausläufe noch schneller ein, die Haut des Patienten bleibt länger trocken und die Haut wird noch besser geschützt.

### Überzeugende Argumente für die neuen TENA ProSkin Pants:

- Absorbiert in Sekunden\*
- Hält länger trocken\*
- Haut bleibt besser geschützt\*
- Neues und verbessertes Verpackungsdesign



### Änderungen bei den Artikeldaten:

| Produkt                                         | Saug-<br>stärke | aktuelle<br>Artikelnummer | neue<br>Artikelnummer | Stück je Karton/<br>Stück je IV** | neuer<br>Pharmacode |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| TENA Pants Plus XXS, Hüfte 40-70 cm             |                 | 792215                    | 792216                | 4 IV = 56<br>14                   | 1115102             |
| TENA Pants Plus XS, Hüfte 50-70 cm              |                 | 792340                    | 792342                | 4 IV = 56<br>14                   | 1114584             |
| TENA Pants Plus S, Hüfte 65-85 cm               |                 | 792490                    | 792491                | 4 IV = 56<br>14                   | 1114582             |
| TENA Pants Plus M, Hüfte 80-110 cm              |                 | 792590                    | 792591                | 4 IV = 56<br>14                   | 1114581             |
| TENA Pants Plus L, Hüfte 100-135 cm             |                 | 792690                    | 792691                | 4 IV = 56<br>14                   | 1114580             |
| TENA Pants Plus XL, Hüfte 120-160 cm            |                 | 792790                    | 792791                | 4 IV = 48<br>12                   | 1114583             |
| TENA Pants Bariatric Plus XXL, Hüfte 150-203 cm |                 | 792862                    | unverändert           | 4 IV = 48<br>12                   | 7530994             |
| TENA Pants Super S, Hüfte 65-85 cm              |                 | 793413                    | 793415                | 4 IV = 48<br>12                   | 1114588             |
| TENA Pants Super M, Hüfte 80-110 cm             |                 | 793520                    | 793523                | 4 IV = 48<br>12                   | 1114587             |
| TENA Pants Super L, Hüfte 100-135 cm            |                 | 793614                    | 793617                | 4 IV = 48<br>12                   | 1114586             |
| TENA Pants Super XL, Hüfte 120-160 cm           |                 | 793713                    | 793715                | 4 IV = 48<br>12                   | 1114589             |
| TENA Pants Maxi S, Hüfte 65-85 cm               |                 | 794410                    | 794412                | 4 IV = 40<br>10                   | 1114571             |
| TENA Pants Maxi M, Hüfte 80-110 cm              |                 | 794512                    | 794514                | 4 IV = 40<br>10                   | 1114570             |
| TENA Pants Maxi L, Hüfte 100-135 cm             |                 | 794623                    | 794625                | 4 IV = 40<br>10                   | 1114569             |
| TENA Pants Maxi XL, Hüfte 120-160 cm            |                 | 794762                    | 794764                | 4 IV = 40<br>10                   | 1114572             |
| TENA Pants Night Super M, Hüfte 80-110 cm       |                 | 793572                    | 793577                | 4 CI = 40<br>10                   | 1114574             |
| TENA Pants Night Super L, Hüfte 100-135 cm      |                 | 793672                    | 793676                | 4 CI = 40<br>10                   | 1114573             |

\* Im Vergleich zur aktuellen TENA ProSkin Pants Normal/Plus \*\* IV = Innenverpackung