


# I PROSKIN PANTS LA NUOVA GENERAZIONE!



PROTEZIONE COSTANTE PER ANCORA PIÙ SICUREZZA  
CON LA TECNOLOGIA A NUCLEO ASSORBENTE

**Materiale sottile, morbido, traspirante e simile al tessuto**

per la salute e il comfort della pelle con adattamento alla forma del corpo



**Fili colorati in vita**

facilitano la riconoscibilità dell'assorbenza e contrassegnano il retro del prodotto

**Barriere morbide contro le perdite**

per una protezione ottimale dalle perdite durante l'utilizzo



**Long lasting protection**

**NUOVO nucleo assorbente**

- mantiene asciutti più a lungo\*
- protezione costante\*\*
- l'attenzione per la salute della pelle

\* rispetto agli attuali ProSkin Pants  
\*\* nel rispetto delle direttive cliniche

**Neutralizzatore di odori**

neutralizza gli odori per un'ulteriore sensazione di sicurezza



**Con collaudata tecnologia FeelDry™ Advanced**

assorbe più velocemente i liquidi dalla superficie e mantiene la pelle asciutta

## Vantaggi del prodotto invariati



- ✓ Tripla protezione per sensazione di asciutto, delicatezza e protezione dalle perdite per preservare la salute naturale della pelle.



- ✓ Prodotto dermatologicamente testato, certificato e approvato dall'indipendente Skin Health Alliance.



- ✓ Con il programma TENA Protects riduciamo gradualmente del 50% la nostra impronta di CO<sub>2</sub> entro il 2030.

# TENA PROSKIN PANTS RELAUNCH:



## PANORAMICA DELLE INNOVATIVE NOVITÀ DALLA SETT. 36 2024

I nuovi TENA ProSkin Pants sono la nostra efficace innovazione basata su una comprensione completa del comportamento e della domanda della clientela. Sappiamo che le perdite urinarie possono causare irritazioni cutanee se non vengono eliminate rapidamente. Per questo motivo i nuovi TENA ProSkin Pants assorbono le perdite ancora più rapidamente, lasciando la pelle del paziente asciutta e protetta più a lungo e più efficacemente.

### Vantaggi dei nuovi TENA ProSkin Pants:

- assorbenza in pochi secondi\*
- mantiene asciutti più a lungo\*
- protezione migliore della pelle\*
- design della confezione nuovo e perfezionato



### Modifiche nei dati dell'articolo:

| Prodotto                                              | Assorbenza | Numero d'articolo attuale | Nuovo numero d'articolo | Pz. per cartone / pz. per CI** | Nuovo Farmacode |
|-------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| TENA Pants Plus XXS, girofianchi 40-70 cm             | ●●●●       | 792215                    | 792216                  | 4 CI = 56<br>14                | 1115102         |
| TENA Pants Plus XS, girofianchi 50-70 cm              |            | 792340                    | 792342                  | 4 CI = 56<br>14                | 1114584         |
| TENA Pants Plus S, girofianchi 65-85 cm               |            | 792490                    | 792491                  | 4 CI = 56<br>14                | 1114582         |
| TENA Pants Plus M, girofianchi 80-110 cm              |            | 792590                    | 792591                  | 4 CI = 56<br>14                | 1114581         |
| TENA Pants Plus L, girofianchi 100-135 cm             |            | 792690                    | 792691                  | 4 CI = 56<br>14                | 1114580         |
| TENA Pants Plus XL, girofianchi 120-160 cm            |            | 792790                    | 792791                  | 4 CI = 48<br>12                | 1114583         |
| TENA Pants Bariatric Plus XXL, girofianchi 150-203 cm |            | 792862                    | invariato               | 4 CI = 48<br>12                | 7530994         |
| TENA Pants Super S, girofianchi 65-85 cm              | ●●●●●      | 793413                    | 793415                  | 4 CI = 48<br>12                | 1114588         |
| TENA Pants Super M, girofianchi 80-110 cm             |            | 793520                    | 793523                  | 4 CI = 48<br>12                | 1114587         |
| TENA Pants Super L, girofianchi 100-135 cm            |            | 793614                    | 793617                  | 4 CI = 48<br>12                | 1114586         |
| TENA Pants Super XL, girofianchi 120-160 cm           |            | 793713                    | 793715                  | 4 CI = 48<br>12                | 1114589         |
| TENA Pants Maxi S, girofianchi 65-85 cm               | ●●●●●      | 794410                    | 794412                  | 4 CI = 40<br>10                | 1114571         |
| TENA Pants Maxi M, girofianchi 80-110 cm              |            | 794512                    | 794514                  | 4 CI = 40<br>10                | 1114570         |
| TENA Pants Maxi L, girofianchi 100-135 cm             |            | 794623                    | 794625                  | 4 CI = 40<br>10                | 1114569         |
| TENA Pants Night Super M, girofianchi 80-110 cm       | ●●●●●      | 793572                    | 793577                  | 4 CI = 40<br>10                | 1114574         |
| TENA Pants Night Super L, girofianchi 100-135 cm      |            | 793672                    | 793676                  | 4 CI = 40<br>10                | 1114573         |

\* Rispetto agli attuali TENA ProSkin Pants Normal/Plus \*\* CI = confezione interna