

TENA Flex Super

Für die Versorgung schwerer Inkontinenz bei Frauen und Männer.



Artikelbezeichnung	TENA Flex Super S	TENA Flex Super M	TENA Flex Super L	TENA Flex Super XL
Artikel-Nummer	730446	730458	729281	724980
Verpackungsinhalt	3 x 30 Stk	3 x 30 Stk	3 x 30 Stk	3 x 30 Stk
Empfohlener Hüftumfang	61 - 87 cm	71 - 102 cm	83 - 120 cm	105 - 153 cm
Produktabmessung	71 x 30 cm	80 x 35 cm	86 x 41 cm	103 x 52 cm
Produktgewicht	81,6 g	92,8 g	103,1 g	144 g
Saugleistung "Rothwell-Test" (ISO 11948-1)	1830 ml	2180 ml	2290 ml	2910 ml
Hersteller	Essity			
Herstellungsland	Holland			

Produktbestandteile

- Vlies (Oberfläche innen)
- Polyethylen/Polypropylen (Aussenseite Air Dry Layer™)
- CP-Zellstoff (Saugmatte)
- Sodium-Polyacrylat (Super-Absorber)
- sich verfärbender Leim (Nässeindikator)
- Hotmelt (Klebstoff)
- PE (Transportschicht Aquidry™)
- Latexfrei

Produkteigenschaften

- **ComfiStretch™** - Das weiche, elastische Taillenband mit Seiteneinsätzen für bis zu 40% mehr Elastizität lässt sich ganz einfach an verschiedene Körperformen anpassen
- **DuoLock™** Saugkern – hält die Haut länger trocken und gesund
- **FingerLift™** Lasche – ermöglicht leichteres Öffnen des Gürtels
- **TENA Proskin Dreifachschutz** - für Trockenheit, Sanftheit zur Haut und Auslaufschutz
- **FeelDry Advanced** – nimmt Feuchtigkeit schnell auf und bewahrt das natürlich Hautgleichgewicht
- **Dreifachschutz** für Trockenheit, Sanftheit zur Haut und Auslaufschutz
- **Ergonomische und einfache Wechsel** durch den integrierten Hüftbund
- **Atmungsaktive Materialien** – textilähnliches, atmungsaktives Material, das die Luft zirkulieren lässt und für gesunde Haut und Komfort sorgt
- **Verstellbare Fixierung** - Die verstellbare Fixierung mit Klettverschluss ist einfach anzulegen und hilft Betreuern, die perfekte Passform zu finden.
- **Zertifiziert von der Skin Health Alliance**
- **Nässeindikator** – verfärbt sich, sobald ein Wechsel nötig ist
- **Dermatologisch getestet**
- **Geruchsneutralisierer** neutralisieren Gerüche sofort und dauerhaft