

TENA Flex Maxi

Vorlagen für die Versorgung schwerer bis sehr schwerer Inkontinenz bei Frauen und Männern, für Tag- und Nachtanwendung.



Artikelbezeichnung	TENA Flex Maxi S	TENA Flex Maxi M	TENA Flex Maxi L	TENA Flex Maxi XL
Artikel-Nummer	730453	730434	729352	725000
Verpackungsinhalt	3 x 22 Stk	3 x 22 Stk	3 x 22 Stk	3 x 21 Stk
Empfohlener Hüftumfang	61 - 87 cm	71 - 102 cm	83 - 120 cm	105 - 153 cm
Produktabmessung	71 x 30 cm	80 x 35 cm	86 x 41 cm	103 x 52 cm
Produktgewicht	112,2 g	120,3 g	142,7 g	193,3 g
Saugleistung "Rothwell-Test" (ISO 11948-1)	2650 g	2980 g	3600 g	4480 g
Hersteller	Essity			
Herstellungsland	Holland			

Produktbestandteile

- Vlies (Oberfläche innen)
- Polyethylen/Polypropylen (Aussenseite Air Dry Layer™)
- CP-Zellstoff (Saugmatte)
- Natrium-Polyacrylat (Super-Absorber)
- sich verfärbender Leim (Nässeindikator)
- Hotmelt (Klebstoff)
- PE (Transportschicht Aqui Dry™)
- Latexfrei

Produkteigenschaften

- ComfiStretch™ - Das weiche, elastische Taillenband mit Seiteneinsätzen für bis zu 40% mehr Elastizität lässt sich ganz einfach an verschiedene Körperformen anpassen
- DuoLock™ Saugkern – hält die Haut länger trocken und gesund
- FingerLift™ Lasche – ermöglicht leichteres Öffnen des Gürtels
- TENA Proskin Dreifachschutz - für Trockenheit, Sanftheit zur Haut und Auslaufschutz
- FeelDry Advanced – nimmt Feuchtigkeit schnell auf und bewahrt das natürlich Hautgleichgewicht
- Dreifachschutz für Trockenheit, Sanftheit zur Haut und Auslaufschutz
- Ergonomische und einfache Wechsel durch den integrierten Hüftbund
- Atmungsaktive Materialien – textilähnliches, atmungsaktives Material, das die Luft zirkulieren lässt und für gesunde Haut und Komfort sorgt
- Verstellbare Fixierung - Die verstellbare Fixierung mit Klettverschluss ist einfach anzulegen und hilft Betreuern, die perfekte Passform zu finden.
- Zertifiziert von der Skin Health Alliance
- Nässeindikator – verfärbt sich, sobald ein Wechsel nötig ist
- Dermatologisch getestet
- Geruchsneutralisierer neutralisieren Gerüche sofort und dauerhaft